

## ADL®/Surcon arsos® plus – Hybridsystem helimadras m/ny dexos autoplus pumpe.

Marts. 2012-[Mappe afsnit 2.](#)

**Nyhed!**



**HMI NR.: 54547-** Surcon vare nr.: 02-54.547

Alternativ basis modul af air foam hybridsystemet til dekubitus - profylakse og terapi **kategori IV efter NPUAP – EPUAP**. Designet bl.a. til adipositas personer, og til indsættelse ved understøttelse i smerteterapi- og behandling.

- Personvægt op til ca. 250kg med Autoplus pumpe.
- **Valgfri lejrning mellem vekseltryk- eller statisk funktion.**
- **Ny digital pumpe – selvjusterende pumpe med 2 vægtindstillings muligheder.**
- **Indstilling personvægt: 40-80 = op til 150kg / 80-150 = > 150kg til 250kg.**
- **3 kammer hybrid helimadras lejringsystem** med udskiftelige madrasceller. Madrascellerne er i en speciel konstruktion (en kombination af luft og sandwich - skum).
- Madrascellekerne i PU/polyuretan - skumstofkonstruktion, med **randzone forstærkning** for at give en god personstabilitet, bl.a. når man sidder på madraskanten, (understøtter personens mobilitet). De enkelte skumstof-celler er omgivet af PU hylster med plads til luft for vekseltryk. **Der er vekseltryk i hele madrassens længde. Hybridkonstruktionen giver mulighed for mave lejrning.**
- **Madrass dimension: 200x90x21cm (Bredde luffyldt ca. 96cm) – vægt: ca. 16kg.**
- CPR-ventil.
- Støjsvag pumpe < 24db.
- Pumpe både med visuel- og akustisk alarm.
- **Betræk: PU/polyuretan strækbart inkontinens afdækning/pur active.**
- Fugtafvisende, åndbart betræk.
- **Førsteklasses PU/ kvalitetsbetræk vaskbart v/max. 95 grader C., kan tumles ved v/max. 50grader C.**
- **Madrassen kan også fås i større dimensioner!**

**Fortsat fra side 1.**

**Rengøring / Desinfektion:**

**Madrascellerne:** aftørres med vand og de mest anvendelige sæber kan anvendes, **dog uden brug af aldehyder og tensider.**

**Betræk:** Det aftagelige 2- vejs strækbare inkontinens betræk (PU)- pur active kan vaskes ved 95 gr. C. og tumbles ved max. 50 gr./C.

**Desinfektion:** Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions midler **uden aldehyder.** Kan også desinficeres kemotermisk.

	<b>arsos® Plus hybrid madras</b>	<b>dexos® autoplus pumpe (ny 2012 pumpeudgave)</b>
Materiale	Polyuretan (PU) Skumstof - celler	ABS- polymerisat
Pressehårdhed kPa	4,0 udvendig	-
Rumvægt kg/m <sup>3</sup>	20/40 indvendig 35 udvendig	-
Dimension	200 x 90 (96) x 21cm.	23x15x8,5cm.
Vægt kg.	~ 16	~ 1,5kg
<b>Fabriks garanti</b>	<b>2 år</b>	<b>2 år</b>
Tilslutning	-	230V / 8 W 50 Hz
Sikring	250V/0,5 A.	
Tryk	10 til 80mbar	
Cyklus tid	5, 10, 15 og 20min.	
DB:	< 24	
Rengøring	Desinficeres -aftørring eller kemotermisk	Desinficeres ved aftørring
Anvendelses- område	Dekubitus profylakse og/terapi til kategori IV efter NPUAP- EPUAP. <b>(Sammen med ny dexos autoplus pumpe).</b>	Dekubitus profylakse og/terapi til kategori IV efter NPUAP –EPUAP.

**FABRIKSGARANTI: 2 år på både madras og pumpe.**



