

# *ekamed*<sup>®</sup> GmbH & Co. KG

*Hilfsmittel für die  
Alten- und Krankenpflege*



## ekamed

Seit 1992 produzieren und vertreiben wir ein umfassendes Sortiment medizinischer Artikel und setzen dafür ausschließlich hochwertige Materialien und Rohstoffe ein.

Ob Sie Schaumstoffartikel wie z.B. Lagerungshilfen und Artikel für die Dekubitusprophylaxe, Produkte für die physikalische Therapie oder Rehabilitation benötigen: bei ekamed bekommen Sie alles aus einer Hand, gerne auch nach Ihren Maßen.

Einige Artikel z.B. Anti-Dekubitus-Matratze ekaFlex-S, die ekaTherm Kalt/Warm-Kompressen und ekamove<sup>®</sup> 30° Seitenlagerungssystem mit Sensorüberwachung, erhalten Sie exklusiv nur bei ekamed.

Unsere anspruchsvollen Kunden in aller Welt schätzen die kulante, unkomplizierte Auftragsabwicklung ebenso, wie unsere umfangreiche Praxiserfahrung aus über 30 Jahren. Im kontinuierlichen Dialog mit den Anwendern unserer Produkte verbessern wir Qualität, Handhabbarkeit und Pflegeeigenschaften ständig weiter und entwickeln neue, innovative Produkte aus der Praxis für die Praxis.

- Freundliche und kompetente Beratung
- Schnelle Lieferung
- CE-konforme Produkte
- Alle eingesetzten Schaumstoffe sind ohne Ausnahme FCKW-frei geschäumt
- Bezugstoffe sind vorwiegend Stoffe mit dem Ökotex-Gütesiegel

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13465:2016 und erfüllt die Anforderungen der MDR.

Hilfsmittelnummern für ausgewählte Produkte liegen vor.

## Bestelldetails

### Beratung

Tel.: +49 (0) 5031 / 704 10-0

### Bestellung

Fax: +49 (0) 5031 / 704 10-30

E-Mail: info@ekamed.de

### Index auf Seite 58

Auf der Indexseite finden Sie alle Artikel alphabetisch sortiert.

### Artikelnummer:

Stelle 1-5 bezeichnet die Artikelnummer

Stelle 6-8 bezeichnet das gewünschte

Oberflächenmaterial und die Farbe

**4045 8 202 setzt sich wie folgt zusammen  
Artikel (4045 8), Oberflächenmaterial (2)  
und Farbe (02)**

**Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Maßangaben unterliegen den allgemeinen  
Toleranzen.**



Die nachfolgende Firmenphilosophie prägt unser Handeln im Besonderen:

Herstellung und Vertrieb von innovativen Produkten zur Förderung der Gesundheit von Patienten/Pflegepersonal, sowie der Unterstützung des Pflegepersonals!

Ihr ekamed-Team aus Schellerten

# Inhaltsverzeichnis



## Dekubitusprophylaxe & Therapie

eka-LPT Lagerungskissenprogramm, Matratzen/ Auflagen, ekamove Seitenlagerungssystem, Gelartikel, Sitzkissen und -hilfen, Lagerungshilfen, Sturzmatte, Seitengitterschutz

Seite 2 - 21



## Kissen

Kopfkissen, Leseknochen, Sitzkissen, Sitzkeilkissen, Gel-Sitzkissen

Seite 22 - 27



## Allgemeine Lagerungshilfen

Rollen, Halbrollen, 3/4 Rollen, Positurkissen, Stufenlagerungskissen, Venenkissen, Spreizkeile, Lagerungskeile, Beinlagerungen, Beinschienen, Seitenlagerungskissen für Babys, Injektionskissen/Infusionskissen, Kinder- & Jugendbuttonschutz, Röntgen & OP-Hilfen

Seite 28 - 39



## Physikalische Therapie

Kalt/Warm Kompressen, Paraffinkompressen, Eiskompressen, Wärmeträger, Kirschkernkissen, Fixierbänder

Seite 40 - 43



## Physiotherapie und Rehasport

Kissen für die Massagebank, Positurkissen mit festem Kern, Spastikerrollen, Würfelhocker, verstellbarer Bandscheibenhocker, aufblasbare Stufenlagerung, Lymphdrainage-Keil, Bandscheiben-/ Lordosekissen, Gewichtsmanschetten, Gewichtssäcke, Handtrainer, Bohnensäckchen, Igelbälle, Handbälle, Sportmatte, Arthrosekissen, Kyphose- & Lordosekissen mit festem Kern

Seite 44 - 53



## PflegeEngel

## Service

Maßblatt für Varianten, Impressum, Kontakt, AGB, Indexverzeichnis, Farbkarte

Seite ab 54

In dem ekamed Produktbereich Dekubitusprophylaxe und Therapie finden Sie die optimalen Lagerungsmaterialien für Ihren Patienten. Diese zeichnen sich durch einfache und zielgerichtete Anwendungen aus. Durch die einfache Handhabung wird das Pflegepersonal entlastet.

- eka-LPT Lagerungskissenprogramm
- Matratzen und Auflagen
- ekamove 30° Seitenlagerungssystem
- Gelartikel
- Sitzkissen und -hilfen
- Lagerungshilfen
- Sturzmatte
- Seitengitterschutz



# Dekubitusprophylaxe & Therapie

# Dekubitusprophylaxe & Thera

Bringen Sie Ihr Lagerungsprogramm mit eka-LPT auf den neusten Stand! Mit dem Lagerungsprogramm eka-LPT treffen Sie die richtige Wahl. Mit wenig Hilfsmitteln erlangen Sie eine optimale und stabile Lagerung zur Dekubitus Prophylaxe und Therapie.

## Lagerungskissen

### Variante 1 – Kissen mit Oberfläche aus bi-elastischem Inkontinenzmaterial

- Atmungsaktiv
- Silberionenausstattung (Verringerung der MRSA-Ausbreitung)
- Wischdesinfizierbar
- Waschbar bis 60° C, trocknergeeignet
- Beständig gegen Körperflüssigkeiten
- Optimale Lagerungseigenschaft durch eine Mischfüllung
- Abgestimmtes Kompletprogramm für die ganzheitliche Lagerung
- Bezüge mit Hotelverschluss optional aus Baumwolle, Jersey oder bi-elastischem Inkontinenzmaterial lieferbar



Kissen fest vernäht  
aus Inkontinenzmaterial



Bezug  
mit Hotelverschluss

### Variante 2 – Kissen mit textiler Oberfläche

- Hochatmungsaktiv
- Anschmiegsam
- Waschbar, trocknergeeignet
- Optimale Lagerungseigenschaft durch eine Mischfüllung
- Abgestimmtes Kompletprogramm für die ganzheitliche Lagerung
- Bezüge mit Hotelverschluss optional aus Baumwolle, Jersey oder bi-elastischem Inkontinenzmaterial lieferbar




Kissen fest vernäht  
aus Stoff



Inkontinenzbezug  
mit Hotelverschluss


## Kissenfüllungen

Kissenfüllungen für unsere Lagerungskissen können individuell auf Wunsch angepasst werden. Standardmäßig besteht die Füllung aus 50% Schaumstofflocken und 50% Polystyrolkugeln. Sie können jedoch auch eine 100% Schaumstofflockenfüllung oder eine 100% Polystyrolkugelfüllung bekommen. Unser eka-LPT Lagerungsprogramm erlaubt eine optimale Anwendung der verschiedenen Lagerungen wie z. B. ATV- oder Bobath-Lagerungen.



Mischfüllung  
50% Polystyrolkugeln  
50% Schaumstofflocken

4150 05.. usw.  
4150 16.. usw.



Hartfüllung  
100% Polystyrolkugeln

4150 85.. usw.  
4150 86.. usw.



Weichfüllung  
100% Schaumstofflocken

4150 75.. usw.  
4150 76.. usw.

## Bezüge

Extra Bezüge für alle Kissen erhältlich



### Art.Nr.

4150 01.. -	4177 01..	lt. Farbkarte aus Baumwolle
4150 0602 -	4177 0602	aus Jersey, weiß
4150 55.. -	4177 55..	lt. Farbkarte aus Inkontinenzmaterial (waschbar bis 95°C)



# Dekubitusprophylaxe & Thera

## Kissen für die Mikrolagerung



Diese Kissen sind von ihrer Größe ideal zur Durchführung von Mikrolagerungen.

Art.-Nr.	Maße
4150 05..	12 x 28 cm
4151 05..	20 x 30 cm



## Kissen für die Teillagerung



Kissen für die Teillagerung eignen sich durch die verschiedenen Größen für fast alle Lagerungen inkl. ATV-Lagerung. Durch die Füllung besitzen sie eine angenehme Weichheit mit stützender Funktion.

Art.-Nr.	Maße
4152 05..*	30 x 40 cm
4153 05..*	24 x 73 cm (ATV)
4154 05..	40 x 75 cm
4155 05..*	45 x 80 cm
4156 05..	40 x 95 cm
4175 05..	45 x 65 cm



## Kissen mit Seitensteg



Mit diesem Lagerungskissen wird die gelagerte Extremität von vornherein etwas erhöht gelagert.

Art.-Nr.	Maße
4159 05..*	50 x 85 x 6 cm



## Kissen mit Lagerungsfahne



Dieses Lagerungskissen verhindert durch die Lagerungsfahne ein Herausrutschen des Lagerungskissens in der Seitenlage.

Art.-Nr.	Maße
4158 05..*	40 x 85 cm gefüllt



\* Diese Kissen werden für die Bobath-Lagerung benötigt. Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen.  
Bezüge aus Baumwolle, Jersey oder Inkontinenzmaterial für alle Kissen erhältlich. (Siehe Seite 5)



## 4-Kammerkissen

4-Kammerkissen eignen sich besonders gut zur Lagerung der Extremitäten. Durch die Kammern wird das Füllmaterial innerhalb des Kissens optimal gehalten. Eine stabile Lagerung schwieriger Körperbereiche wird somit ermöglicht.

**Art.-Nr.**      **Maße**  
 4157 05..\*    80 x 80 cm



\* Diese Kissen werden für die Bobath-Lagerung benötigt. Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen. Bezüge aus Baumwolle, Jersey oder Inkontinenzmaterial für alle Kissen erhältlich. (Siehe Seite 5)

# Dekubitusprophylaxe & Thera

## 3-Kammerkissen



Das 3-Kammerkissen eignet sich zur Beinlagerung bei vorhandenen Kniekontrakturen. Auch kann eine gleichzeitige Fersenfreilagerung erzielt werden.

Art.-Nr.	Maße
4173 05..	80 x 75 x 30 cm
4176 05..	65 x 50 x 28 cm



## Sattelkissen



Das Sattelkissen eignet sich zur Beinlagerung bei vorhandenen Kniekontrakturen. Mit diesem Lagerungskissen wird ein "zur Seitefallen" der Knie sowie ein seitliches "aneinander Lagern" der Knie vermieden.

Art.-Nr.	Maße
4177 05..	56 x 42 cm



## Rollen für die Lagerung

Die Rolle ist ein sehr vielseitiges Lagerungsmittel, welches durch die einfache Handhabung überzeugt und universal einsetzbar ist.

Art.-Nr.	Maße
4160 05..	20 x 100 cm
4161 05..	20 x 200 cm
4162 05..	20 x 260 cm
4168 05..	20 x 60 cm



\* Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen.

Bezüge aus Baumwolle, Jersey oder Inkontinenzmaterial für alle Kissen erhältlich. (Siehe Seite 5)

## Schlangen für die Lagerung



Schlangen eignen sich für viele Lagerungstechniken und ersetzen die Anzahl von vielen Einzellagerungskissen. Durch Ihre Breite wird eine stabile und sanfte Lagerung erreicht.

### Schlangen

Art.-Nr.	Maße
4163 05..	30 x 200 cm
4164 05..	30 x 260 cm



## S-Schlangen



S-Schlangen zeichnen sich durch den S-Schnitt zur effektiven und schnellen Seitenlagerung von Pflegebedürftigen aus. Handhabung auch nur durch eine Pflegekraft möglich.

### S-Schlangen

Art.-Nr.	Maße
4170 05..	180 x 32 cm
4171 05..	200 x 32 cm



Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen.  
 Bezüge aus Baumwolle, Jersey oder Inkontinenzmaterial für alle Kissen erhältlich. (Siehe Seite 5)

# Dekubitusprophylaxe & Thera

## U-Form Still- / Lagerungskissen



Dieses bewährte Lagerungskissen findet nach wie vor sehr häufig Anwendung in vielen Bereichen der Pflege. Durch die U-Form wird eine Oberkörperlagerung vereinfacht.

Art.-Nr.	Maße
4165 05..	160 cm
4166 05..	190 cm



## Spreizkeil



Der Spreizkeil bietet eine sanfte und angenehme Spreizung und formt sich sanft der betroffenen Körperstelle an.

Art.-Nr.	Maße
4172 05..	36 x 30 x 12 cm




## Lagerungskeile Fuß/Arm und Bein



Diese Lagerungskeile eignen sich für die Teillagerung von Beinen und Armen ohne den Körperbereich zu beeinträchtigen.

Art.-Nr.	Maße	
4169 05..	18 x 40 x 8/0 cm	Fuß/Armkeil
4174 05..	30 x 80 x 20/0 cm	Beinkeil



## Nackenhörnchen




Die Nackenhörnchen sind weich, formstabil und unterstützen sanft die Nackenmuskulatur.

Art.-Nr.	Maße	
4178 05..	40x32x Ø 9	schmal
4179 05..	40x40x Ø 13	breit



Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können je nach Füllung abweichen.  
Bezüge aus Baumwolle, Jersey oder Inkontinenzmaterial für alle Kissen erhältlich. (Siehe Seite 5)

## ekaTherapie Antidekubitus- und Pflegematratze



- Partielle Freilagerung ohne erhöhte Druckränder
- Schaumstoffhärte nach Dekubitusgrad und Körpergewicht wählbar
- Unterschiedliche Schaumstoffhärten je Körperbereich
- Hoher Liegekomfort
- Inkontinenzbezug
- waschbar
- atmungsaktiv
- Abnehmbare Oberplatte mit teilbarem Reißverschluss
- Milbendicht genäht

### Schaumkern

Das System besteht aus mehreren Schaumstoffschichten. Das Trägersystem besteht aus einem hochwertigen stabilen Trägerschaum mit Randzonenverstärkung. Die inneren Schaumstoffelemente sind aus hochwertigem Kaltschaum und je nach Körpergewicht und Dekubitusgrad wählbar. Ebenfalls sind diese Elemente je nach Körperzone individuell in der Weichheit wählbar. Die Elemente sind einfach zu entnehmen bzw. auszutauschen. Erhöhte Druckränder bei der Freilagerung werden durch eine zusätzliche 4 cm starke viscoelastische Schaumschicht eliminiert.

### Bezug

Der Bezug besteht aus bi-elastischem patientenseitigen Inkontinenzmaterial und einem bettseitigen Nylongewebe. Der teilbare Reißverschluss ist mit einer Blende verdeckt genäht um keine Flüssigkeiten in die Matratze eindringen zu lassen. Ebenfalls ist hier ein Milbenschutz integriert. Der Bezug kann mit einem Wischdesinfektionsmittel gereinigt werden. Selbstverständlich kann der Bezug auch gewaschen werden. Zum besseren Handling sind 2 Griffe seitlich angebracht.

Art.-Nr.	Typ	Maße	Belastbarkeit
5230 8503	1	200 x 90 x 16 cm	bis 150 kg
5232 8503	2	200 x 90 x 16 cm	bis 300 kg

 Belastbarkeit 50 - 300 kg je nach Schaumdichte

Weitere Größen auf Anfrage

# Dekubitusprophylaxe & Thera

Unser Matratzenprogramm beinhaltet Spezialmatratzen für die verschiedensten Anwendungsfälle in der Pflege zur Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie.

Zur Fertigung verwenden wir ausschließlich hochwertige Schäume und Bezugsmaterialien. Die Matratzen sind mit einem 2-seitigen oder einem teilbaren verdeckten Reißverschluss versehen. Zum einfachen „Handling“ sind alle Matratzen mit 2 Griffen ausgestattet. Die Reinigung erfolgt vorzugsweise durch Wischdesinfektion und ermöglicht hierdurch eine effiziente und hygienische Reinigung. Bei Bedarf kann der Bezug auch bei 95°C gewaschen werden. Der Bezug ist MRSA resistent und flammhemmend nach Crip5 ausgestattet.

Alle Matratzen sind auch in Sondergrößen erhältlich und können alternativ auch mit einem Jersey Bezugstoff geliefert werden.

Farbdarstellungen der einzelnen Schaumstoffe dienen nur zur besseren Darstellung und können abweichen.

## ekaLayer Antidekubitusauflage



Die Antidekubitusauflage wird hergestellt aus viscoelastischem Schaum mit einer Stärke von 8 cm. Der bi-elastische Inkontinenzbezug ist waschbar bis 95°C. Der 2-seitige verdeckte Reißverschluss ist milbendicht verarbeitet.

Art.-Nr.	Maße
5201 8503	200 x 90 x 8 cm
5202 8503	200 x 100 x 8 cm

## ekaSoft Antidekubitus- und Pflegematratze



Diese Matratze ist für Patienten zwischen 15-50 kg Körpergewicht freigegeben. Hergestellt wird die Matratze aus 8cm viscoelastischem Schaum sowie 4cm hochwertigem Kaltschaum. Der bi-elastische Inkontinenzbezug ist waschbar bis 95°C. Der 2-seitige verdeckte Reißverschluss ist milbendicht verarbeitet.

Art.-Nr.	Maße
5225 8503	200 x 90 x 12 cm
5226 8503	200 x 100 x 12 cm

 Belastbarkeit 15 - 50 kg

Ersatzbezüge sind erhältlich.

## ekaFlex S Antidekubitus- und Pflegematratze

Diese Matratze ist aufgebaut mit einem 5 cm starken viscoelastischen Schaum und einem 7 cm starken hochwertigen Kaltschaum. Die Matratze ist für Patienten zwischen 50 - 140 kg freigegeben. Der bi-elastische Inkontinenzbezug ist waschbar bis 95°C. Der 2-seitige verdeckte Reißverschluss ist milbendicht verarbeitet.

Art.-Nr.	Maße
5204 8503	200 x 90 x 12 cm
5203 8503	200 x 100 x 12 cm

Hilfsmittelnr.: 11.29.05.0016

 Belastbarkeit 50 - 140 kg



## ekaHeavy Antidekubitus- und Pflegematratze

Diese Matratze ist für Patienten zwischen 100-250 kg freigegeben. Der Aufbau der Matratze ist ein 3-Schicht-System, hat eine zusätzliche Randzonenverstärkung und ist 16 cm hoch. Zusätzlich hat sie zwei Griffe an der Seite. Diese Matratze ist mit einem bi-elastischen Inkontinenzbezug und zusätzlich bettseitig mit einem hochstrapazierfähigen Nylongewebe ausgestattet. Durch teilbaren, milbendichtvernähten Reißverschluss ist die Oberseite abnehmbar.

Art.-Nr.	Maße
5210 8503	200 x 90 x 16 cm
5211 8503	200 x 100 x 16 cm

 Belastbarkeit 100 - 250 kg



## ekaStrong Antidekubitus- und Pflegematratze

Unsere stärkste Pflegematratze ist bis 350 kg freigegeben. Hier gibt es vom Aufbau ein 4-Schicht-System mit Randzonenverstärkung. Diese Matratze ist mit einem bi-elastischen Inkontinenzbezug und zusätzlich bettseitig mit einem hochstrapazierfähigen Nylongewebe ausgestattet. Durch teilbaren, milbendichtvernähten Reißverschluss ist die Oberseite abnehmbar.

Art.-Nr.	Maße
5215 8503	200 x 90 x 16 cm
5216 8503	200 x 100 x 16 cm

 Belastbarkeit bis 350 kg



# Dekubitusprophylaxe & Thera

## ekamove®

**Wir halten Ihren Patienten/Pflegebedürftigen in Bewegung!**

Mit ekamove können Sie individuell auf die Lagerungsbedürfnisse Ihrer Patienten/Bewohner eingehen. Ob Rechts(R) –Rücken (N) -Links(L) oder nur R-L oder L-Rücken(N) Lagerung usw. mit ekamove gehen Sie auf die Lagerungsbedürfnisse ein. Weiterhin können Sie für jeden Teillagerungsschritt eine eigene Lagerungszeit sowie Lagerungswinkel wählen und so betroffene Körperbereiche schonen. Damit die Lagerung mit einer hohen Reproduzierbarkeit durchgeführt wird, sind alle Lagerungswechsel sensorüberwacht.

Zur vereinfachten Protokollierung können die durchgeführten Lagerungsintervalle über ein Speichermedium in Ihre EDV übertragen werden. Damit wird eine spätere Analyse des Heilungsprozesses einfacher und fallbedingte Lagerungsoptimierungen können ergebnisorientiert schneller durchgeführt werden.

### Vorteile:


- Großflächige Druckentlastung
- Unterstützung der Abheilung vorhandener Dekubitus
- Keine Störung der Nachtruhe
- Geräuscharm
- Auch schwergewichtige Patienten/Bewohner (bis 300kg) werden sanft umgelagert (Schonung der Gesundheit des Pflegepersonals)
- Volle Orientierung, da der Patient/Bewohner immer rückenseitig auf der Weichpflagematratze aufliegt
- Sanfte Lagerung auch für Schmerzpatienten/Bewohner
- Vielseitige individuelle Programmierung
- Protokollierung über EDV
- Sensorüberwachter Lagerungswechsel
- Mehr Zuwendung durch das Pflegepersonal
- Förderung des Mikroklimas und der Durchblutung
- Robust, langlebig, zuverlässig

Kann in jedes Pflegebett mit Seitengitter integriert werden. Verwendung in Kombination mit einer Weichschaummatratze.





ekamove Stufenloses Seitenlagerungssystem 30° mit Sensorüberwachung



**14 Tage  
kostenlos testen**

Lagerungsprotokoll

Alle Lagerungsvorgänge und -zeiten werden auf ein Speichermedium gespeichert und können in Ihre EDV übertragen werden.

Das Protokoll kann mit einem von ekamed bereitgestellten **Druckprogramm** bei Bedarf ausgedruckt werden.

Protokollauszug (Beispiel)

Datum	Zeit	Funktion
01.03.2015	12:00	Gerät eingeschaltet
	12:01	Kissen entlüften
	12:15	Programm LR gestartet
		Linkslagerung gestartet, Soll: 30°
	12:21	Linke Lage erreicht: 30°
		Linke Lage halten: 20 min
	13:41	Entlüften
	13:47	Rechtslagerung gestartet, Soll: 30°
	13:53	Rechte Lage erreicht: 30°
		Rechte Lage halten: 20 min

Im Lieferumfang ist enthalten:

- Steuerungselement
- Schlauchverbindung
- Luftkammersystem inkl. Sensoren
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung und Einbauhilfe
- Tasche

Art.-Nr.	Umfang
2015 0015	ekamove®
2015 8515	Set inkl. ekaFlex-Matratze
2015 0025	Set Beinverlängerung
2015 0016	ekamove® XL (Adipositas)

Hilfsmittelnr.: 11.29.10.1003



# Dekubitusprophylaxe & Thera

## Krankenhausmatratze

Die Krankenhausmatratze besteht aus Schaumstoff RG 40 mit Bezug.



Art.-Nr.	Maße
5330 2503 Matratze RG40 mit Inkontinenzbezug blau	200 x 90 x 12 cm
5330 2705 Matratze RG40 ekamed Jersey Bezug	200 x 90 x 12 cm

## Auflagen für Dekubitus Prophylaxe

Struktur- oder Noppenaufgaben eignen sich für die Antidekubitus-Prophylaxe. Die AD-Auflage wird auf die vorhandene Matratze gelegt. Auf Wunsch kann sie mit ekamed Inkontinenzmaterial bezogen werden. Preise auf Anfrage.



Art.- Nr.	Maße
5010 8000	65 x 60 x 5 cm
5012 8000	90 x 65 x 5 cm
5013 8000	195 x 90 x 5 cm
5014 8000	200 x 90 x 5 cm

## Matratzenvollbezüge und Stecklaken - auch für Allergiker



Das ekamed bi-elastik Inkontinenzmaterial ist nach zwei Seiten elastisch. Die Oberflächenspannung wird somit ver-somit verringert. Das Material ist atmungsaktiv.

Art.-Nr.	Art	Maße
5372 05..	Stecklaken	220 x 150 cm
5373 05..	Stecklaken	110 x 150 cm
5383 0002	Betttuch Frottee-Plast	150 x 80 cm
5390 05..	Matratzenbezug	200 x 90 x 12 bis 200 x 100 x 15 cm

## Gel-Sitzkissen



Die ekamed Gel-Sitzkissen besitzen Gel-Partikel um eine große Auflagefläche zu erreichen. Dadurch entsteht eine Druckverteilung. Polystyrolperlen fangen die Stöße und Schwingungen auf. Gleichzeitig entsteht eine isolierende Wirkung. Durch den Einfüllstutzen kann jeder Patient individuell seine Sitzhöhe regulieren.

Art.-Nr.	Maße	Art
4080 3000	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4081 3000	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4080 01..	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug
4081 01..	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug
4088 3000	40 x 40 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Toilettenstuhl o. Duschstuhl, Kissen mit Loch
4084 3000	60 x 55 x 4 cm Sitzfläche 45 x 50 cm	Unterwasser-Gelkissen, mit 8 Bindebändern
4085 3803	45 x 43 x 7 cm	Gel-Schaumsitzkissen (auch für Rollstuhl)

## A-D Sitzring



Eignet sich besonders für die Antidekubitus-Prophylaxe im Gesäßbereich. Der Sitzring besteht aus einem Schaum mit Noppenoberfläche. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Inkontinenzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße / Außen	Innen	Höhe
4047 8...	Ø 46 cm	Ø 15 cm	8 cm

## A-D Sitzkissen mit Steckteilen



Durch die Herausnahme einzelner Steckelemente erreicht man eine gezielte Druckentlastung im Gesäßbereich. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Inkontinenzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
4045 8...	40 x 40 x 10 cm

# Dekubitusprophylaxe & Thera

## Kontrakturen-Kniekissen



Diese Kissen werden seitlich am Bettgitter in Höhe der Knie fixiert. Dadurch werden die Knie bei vorhandenen Kontrakturen gehalten.

Art.-Nr.	Maße
5710 15..	20 x 30 x 25 cm Schräglage 65°
5711 15..	30 x 30 x 25 cm Schräglage 65°

## Knielagerungskissen



Dieses Lagerungskissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Frotteebezug in weiß. Zusätzlich mit einem Fixierband versehen.

Art.-Nr.	Maße
2018 1402	27 x 22 x 5 cm

## Keilkissen für die Mikrolagerung



Keilkissen Verbundschaum für die Mikrolagerung.

Art.-Nr.	Maße
4180 72 ..	22,5 x 20 x 7,5/1 cm
4181 72..	Set 2 Keile



## Keilkissen für die Mikrolagerung



Keilkissen aus weichem viscoelastischen Schaum für die Mikrolagerung (seitlich), Nässeschutzbezug blau, unten rutschfest

Art.-Nr.	Maße
4182 55..	40 x 15 x 5/1 cm



## Fersenringe / Fersenkissen mit Loch



Fersenringe verhindern bei der Patientenlagerung ein Aufscheuern der Ferse. Durch die Hohllagerung werden Druckstellen vermieden.

Das Fersenkissen mit Loch wird zur Fersenfreilagerung genutzt. Es hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus Nässeschutz. Zusätzlich mit einem Fixierband versehen.

Art.-Nr.	Maße	
5810 8000	Ø 10/3 x 4 cm	luftdurchlässig, waschbar
5810 19...	Ø 10/3 x 4 cm	Schaumstoffkern mit PUR-Haut-Beschichtung
5815 8000	Ø 15/5 x 4 cm	luftdurchlässig, waschbar
5815 19...	Ø 15/5 x 4 cm	Schaumstoffkern mit PUR-Haut-Beschichtung
5820 8000	Ø 20/8 x 4 cm	luftdurchlässig, waschbar
5820 19...	Ø 20/8 x 4 cm	Schaumstoffkern mit PUR-Haut-Beschichtung
5830 1503	25 x 20 x 5 cm	Fersenkissen mit Loch

## Fersenkontraktionskissen



Bei vorhandenen Kniekontraktionen wird mit dem Kontraktionskissen die Ferse freigelagert und die Kontraktionen abgefangen. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus Nässeschutz. Zusätzlich mit einem Fixierband versehen.

Art.-Nr.	Maße	
5831 1503	20 x 30 x 15/5 cm	Fersenkontraktionskissen (groß)

## Ohrmuschelkissen mit Loch

Lochdurchmesser 10 cm

Art.-Nr.	Maße
4181 6503	28 x 15 x 5 cm



# Dekubitusprophylaxe & Thera

## ekamed Sturzmatte

Die „ekamed“ Sturzmatte ist einfach zu handhaben und bei Bedarf zusammenfaltbar. Damit wird eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Der abnehmbare Bezug kann in der Waschmaschine bei 95°C gewaschen werden. Eine Wischdesinfektion ist zur einfachen und hygienischen Reinigung ebenfalls möglich.

Durch den 3 cm hohen Verbundschaum wird die Sturzenergie reduziert und das Risiko bzw. die Folgen des Sturzes reduziert.

- Die Sturzmatte kann die Folgen eines Sturzes nicht ausschließen oder gar verhindern, sondern nur vermindern.
- Das Bett sollte immer in der niedrigsten Position bei Risikopatienten eingestellt sein.

Das Standardmaß ist 175 cm x 70 cm x 3 cm (Weitere Größen auf Anfrage).  
Sie ist hochwertig verarbeitet und hat abgeflachte Kanten.



Art.-Nr.	Maße
5254 7505	175 x 70 x 3 cm

Weitere Größen auf Anfrage

## Seitengitterschutz

- Schützt den Patienten/Bettliegenden vor unbeabsichtigtem Einklemmen/Herausrutschen der Extremitäten.
- Hoher Komfort für das Pflegepersonal durch starke Abpolsterung im oberen Bereich
- Passt in jedes Pflegebett (bei handelsüblichen Seitengitter)
- Hohe Lebensdauer
- Bezug aus ekamed bi-elastischen Nässeschutz
- hautfreundlich
- bakterien dicht
- luftdurchlässig
- Einfach zu reinigen durch Wischdesinfektion
- Einfache Handhabung/Montage



### für durchgehende Seitengitter

Für die durchgehenden Seitengitterschutze muss ein Mindestabstand von 2,5 cm zwischen der Matratze und dem Seitengitter vorhanden sein.

Art.-Nr.	Maße
4500 75...	60 cm
4510 75...	80 cm

### für geteilte Seitengitter





Art.- Nr.	Maße
<b>z.B. Völker-Betten</b>	
4550 75...	54 cm
4551 75...	85,5 cm

<b>z.B. Wissner Bosserhoff-Betten</b>	
4520 75...	94 cm

In dem ekamed Produktbereich Kissen finden Sie eine Vielfalt verschiedener Produkte mit anwendungsspezifischen Füllungen.

- Kopfkissen für Therapieliegen
- Viscokissen für den erholsamen Schlaf
- Leseknochen
- A-D Sitzkissen
- Sitzkissen für Rollstühle
- Arthrosekissen
- Sitz-Keilkissen
- Gel-Sitzkissen





# Kissen

# Kissen


## Kopfkissen

Verwendung bei der Physiotherapie und in den Arztpraxen. Ebenfalls zur Kopflagerung im Pflegebereich. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 20. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2024 1...	45 x 35 x 11,5 cm
2024 0...	Ersatzbezug



## Visco-Nackenkissen anatomische Form



Dieses Nackenkissen ist anatomisch geformt und passt sich, auch durch die Reaktion des viscoelastischen Schaums auf Wärme, ideal dem Kopf an. Es ist hergestellt aus einem speziellen viscoelastischen Schaum und einem Jerseybezug, der antiallergen ausgestattet ist. Auf Wunsch mit Nässechutzbezug lieferbar.

Art.-Nr.	Maße
2134 5802	68 x 33 cm
2134 0602	Ersatzbezug



## Visco-Nackenkissen Seifenform



Dieses Nackenkissen ist hergestellt aus einem speziellen viscoelastischen Schaum und einem Jerseybezug, der antiallergen ausgestattet ist. Die Seifenform bietet einen angenehmen Schlafkomfort auch für den Seitenschläfer. Der viscoelastische Schaum reagiert auf Wärme und passt sich somit der Kopfform optimal an. Auf Wunsch mit Nässechutzbezug lieferbar. Verschiedene Höhen.

Art.-Nr.	Maße
2133 5802	69 x 35 x 13 cm
2133 0602	Ersatzbezug auf Anfrage



# Kopfkissen & Sitzkissen

## Leseknochen mit Trageschleife

Zur Unterstützung des Nackens. Schaumstoffkern RG 30 mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug oder waschbarem Baumwollbezug.

Art.-Nr.	Maße
2130 1...	25 x 11 x 11 cm



## A-D Sitzkissen mit Steckteilen



Durch die Herausnahme einzelner Steckelemente erreicht man eine gezielte Druckentlastung im Gesäßbereich. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Inkontinenzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
4045 8...	40 x 40 x 10 cm

## A-D Sitzring



Eignet sich besonders für die Antidekubitus-Prophylaxe im Gesäßbereich. Der Sitzring besteht aus einem Schaum mit Noppenoberfläche. Diese Kissen sind mit einem Baumwollbezug oder ekamed Inkontinenzbezug erhältlich.

Art.-Nr.	Maße / Außen	Innen	Höhe
4047 8...	Ø 46 cm	Ø 15 cm	8 cm

# Kissen

## Sitzkissen für Rollstühle



Sitzbreite 38 bis 45 cm, Sitztiefe 38 bis 45 cm. Bitte die Maße bei der Bestellung mit angeben. Höhe 5 cm. Farben lt. Farbkarte Baumwolle.

Art.-Nr.	Maße
4060 11..	Schaumstoff RG 30 mit Baumwollbezug
4061 21...	Schaumstoff RG 40 mit Baumwollbezug
4062 81...	Schaumstoff RG 50 mit Baumwollbezug
4060 01.. - 4062 01..	Ersatzbezug

## Ausgleichskissen für Faltrollstühle



Da die Faltrollstühle von der Bespannung in der Mitte etwas durchhängen, haben wir ein Spezialkissen als Ausgleichs-Sitzkissen (Hängematten-System) entwickelt. Es besteht aus Verbundschaum und Schaumstoff RG 50 mit einem Baumwollbezug. Maße sind 40-45 cm breit x 43 cm tief. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
4070 11..	40 - 45 x 43 cm

## Arthrosekissen links, rechts und beidseitig



Arthrosekissen werden bei Bewegungseinschränkungen der Hüfte z.B. nach Hüft-OP und Hüftversteifungen eingesetzt. Die Ausführungen links und rechts sind mit PUR-Haut-Beschichtung oder einem Baumwollbezug lieferbar. Die Ausführung beidseitig wird mit einem Kunstleder- oder Baumwollbezug geliefert. Der bewegliche Auflagekeil wird durch ein Klett-Flausch-System am Kissen befestigt.

Art.-Nr.	Maße	
4066 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau links
4066 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, links
4068 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau rechts
4068 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, rechts
4067 8...	44 x 44 x 10 cm	Beidseitig mit verstellbarem Auflagekeil
4067 0...	44 x 44 x 10 cm	Ersatzbezug Arthrosekissen beidseitig

# Sitzkissen & Gelsitzkissen


## Sitz-Keilkissen



Sitzkeilkissen werden zur Entlastung und Druckverteilung im Gesäßbereich verwendet. Keilkissen aus Verbundschaum sorgen für eine Entlastung der Wirbelsäule. Sie erleichtern die aufrechte Körperhaltung beim Sitzen. Durch eine Beckendrehung wird die Wirbelsäule gestreckt und die Bandscheiben entlastet. Die Bezüge bestehen aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Art.-Nr.	Maße	Art
4040 7...	40 x 40 x 8/1 cm	Sitz-Keilkissen
4040 0...		Ersatzbezug für Keilkissen
4042 7...	38 x 38 x 7/1 cm	Sitz-Keilkissen
4042 0...		Ersatzbezug für Keilkissen
4043 7...	rund Ø 38 x 7/1 cm	Sitz-Keilkissen
4043 0...		Ersatzbezug für Keilkissen rund

## Gel-Sitzkissen




Die ekamed Gel-Sitzkissen besitzen Gel-Partikel um eine große Auflagefläche zu erreichen. Dadurch entsteht eine Druckverteilung. Polystyrolperlen fangen die Stöße und Schwingungen auf. Gleichzeitig entsteht eine isolierende Wirkung. Durch den Einfüllstutzen kann jeder Patient individuell seine Sitzhöhe regulieren.

Art.-Nr.	Maße	Art
4080 3000	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4081 3000	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Gel-Sitzkissen ohne Bezug
4080 01..	40 x 40 x 5 bis 43 x 43 x 5 cm	Baumwollbezug
4081 01..	43 x 43 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Baumwollbezug
4088 3000	40 x 40 x 5 bis 45 x 45 x 5 cm	Toilettenstuhl o. Duschstuhl Kissen mit Loch
4084 3000	60 x 55 x 4 cm Sitzfläche 45 x 50 cm	Unterwasser-Gelkissen, mit 8 Bindebändern
4085 3803	45 x 43 x 7 cm	Gel-Schaumsitzkissen (auch für Rollstuhl)

**Der ekamed Produktbereich Allgemeine Lagerungshilfen bietet Ihnen eine Vielfalt an langlebigen Lagerungshilfen mit hochwertiger Verarbeitung - u.a. spezielle Nahtverarbeitung.**

- **Rollen, Halbrollen, 3/4-Rollen mit verdecktem Reißverschluss**
- **Positur- und Stufenlagerungskissen**
- **Venenkissen, Spreizkeile**
- **Lagerungskeile**
- **Beinlagerung, Beinschienen**
- **Seitenlagerungskissen für Baby's**
- **Injektions-/Infusionskissen**
- **Kinder- u. Jugendbuttonschutz**
- **Röntgen- und OP-Hilfen**



# Allgemeine Lagerungshilfen

# Allgemeine Lagerungshilfen

## Rollen

Die Rollen werden in der Physiotherapie und in den Arztpraxen z.B. zur Lagerung der Kniegelenke und des Nackens eingesetzt. Die Rollen haben einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
1040 1...	10 x 40 cm
1050 1...	10 x 50 cm
1240 1...	12 x 40 cm
1250 1...	12 x 50 cm
1540 1...	15 x 40 cm
1550 1...	15 x 50 cm
1560 1...	15 x 60 cm
2250 1...	22 x 50 cm



## Dreiviertelrollen



Die Dreiviertelrollen werden in der Physiotherapie und in den Arztpraxen z.B. zur Lagerung der Kniegelenke und des Nackens eingesetzt. Die Auflagefläche garantiert eine stabile Lage auf der Liege. Die Dreiviertelrollen haben einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
2440 1...	40 x 15 x 11 cm
2450 1...	50 x 15 x 11 cm
2460 1...	60 x 15 x 11 cm
2470 1...	50 x 22 x 16,5 cm

## Halbrollen



Die Halbrollen werden in der Physiotherapie und in den Arztpraxen z.B. zur Lagerung der Kniegelenke und des Nackens eingesetzt. Die Auflagefläche garantiert eine stabile Lage auf der Liege. Die Halbrollen haben einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
2740 1...	40 x 15 x 7,5 cm
2750 1...	50 x 15 x 7,5 cm
2760 1...	60 x 15 x 7,5 cm
2850 1...	50 x 18 x 9,0 cm
2950 1...	50 x 25 x 12,5 cm



# Rollen & Positurkissen

## Spastikerrolle mit festem Kern



Speziell für die Rehabilitation und krankengymnastischen Übungen sowie Gymnastik geeignet. Sehr hohe Lebensdauer durch festem Polystyrol-Kern, der durch eine Schaumstoff-Umhüllung weich abgefedert wird. Die Bezüge sind aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ebenfalls mit einer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
3030 92..	Ø 30 x 100 cm
3031 92..	Ø 40 x 100 cm
3032 92..	Ø 45 x 100 cm
3033 92..	Ø 50 x 100 cm

## Würfelhocker mit festem Kern



Diese Würfel werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Der Würfel ist auf Anfrage auch in weiteren Größen lieferbar. Der Kern besteht aus festem Polystyrol. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
3040 92..	30 x 30 x 30 cm
3041 92..	40 x 40 x 40 cm
3042 92..	50 x 50 x 50 cm

## Positurkissen mit festem Kern

Diese Positurkissen werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Die Positurkissen sind auf Anfrage auch in weiteren Größen lieferbar. Der Kern besteht aus festem Polystyrol. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich



Art.-Nr.	Maße	
3050 92..	60 x 40 x 30 cm	Positurkissen mit Bezug
3050 02..	60 x 40 x 30 cm	Ersatzbezug
3051 92..	50 x 40 x 35 cm	Positurkissen mit Bezug
3051 02..	50 x 40 x 35 cm	Ersatzbezug
3052 92..	50 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3052 02..	50 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug
3053 92..	60 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3053 02..	60 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug

# Allgemeine Lagerungshilfen

## Stufenlagerungskissen / Bettverkürzer



Das Kissen für die ideale Stufenlagerung. Viele verschiedene Größen erhältlich. Auf Anfrage weitere Größen. Das Stufenlagerungskissen kann als Bettverkürzer eingesetzt werden. Dabei wird eine Spitzfußbildung vermieden. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30.

Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt. Ersatzbezüge erhältlich.

Art.-Nr.	Maße
2010 1...	60 x 50 x 40 cm
2011 1...	50 x 40 x 30 cm
2012 1...	60 x 40 x 30 cm
2014 1...	60 x 35 x 20 cm

## Verstellbarer Bandscheibenhocker



Anwendung speziell bei der Stufenlagerung. Der Bandscheibenhocker lässt sich der Oberschenkel-länge anpassen. Dadurch wird eine gute Entlastung der Wirbelsäule erreicht. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30.

Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße	Verstellbarkeit
3058 1...	40 x 40 x 40 cm	40 bis 55 cm
3059 1...	45 x 50 x 50 cm	50 bis 65 cm

Farbkombinationen auf Anfrage möglich.

## Aufblasbare Stufenlagerung



*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Wellnessprodukt für die Reise empfohlen!*

Die einfache und bequeme Art der Stufenlagerung. Ideal verwendbar auch auf Reisen.

Art.-Nr.	Maße
2016 0002	50 x 45 x 40 cm
2016 0...	Bezug Baumwolle

# Stufenlagerung & Venenkissen

## ekamed-Sleepy Venenkissen



Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30. Das Kissen hat die richtige anatomische Form für die Lagerung der Beine um die Venen zu entlasten. Durch einen Platteneinsatz ist das Kissen höhenverstellbar. Das Kissen ist mit einem waschbaren Jersey-Bezug bezogen. Ersatzbezüge erhältlich. Auf Wunsch mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug lieferbar.

Artikel.-Nr.	Maße	
2137 1707	55 x 65 x 20,5 cm	ekamed Jersey
2137 0707	Ersatzbezug	ekamed Jersey
2137 12..	55 x 65 x 20,5 cm	Kunstleder

## 3-Kammer Kissen



Das eka-LPT 3-Kammerkissen eignet sich zur Beinlagerung bei vorhandenen Kniekontrakturen. Auch kann eine gleichzeitige Fersenfreilagerung erzielt werden.

Artikel.-Nr.	Maße
4173 05..	80 x 75 x 30 cm
4176 05..	65 x 50 x 28 cm

siehe auch Seite 8.

# Allgemeine Lagerungshilfen

## Spreizkeile für Erwachsene und Kinder



Dieser Keil wird zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen eingesetzt. Für die druckfreie Lagerung hat der Keil Beinmulden. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30. Der Artikel kann auf Wunsch mit Fixierbändern aus Klett und Flausch geliefert werden. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2025 1...	35 x 50 x 10 cm Höhe Erwachsene 15 cm, Spreizung 28°
2025 0...	Ersatzbezug
2026 1...	25 x 25 x 8 cm Höhe Kinder 10 cm, Spreizung 38°
2026 0...	Ersatzbezug



Der eka-LPT-Spreizkeil ist sehr einfach anwendbar und angenehm für den Patienten durch die Mischfüllung und das bi-elastische Inkontinenzmaterial. Daher auch, wie alle anderen Kissen der eka-LPT Serie, sehr einfach und schnell zu reinigen.

Art.-Nr.	Maße	
4172 05..	36 x 30 x 12 cm	eka-LPT Spreizkeil

## Keilkissen



Keil für die Kopflagerung oder andere Anwendungsgebiete. Der Kern ist aus Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2021 1...	40 x 40 x 10/2 cm
2021 0...	Ersatzbezug

## Hochlagerungskeil



Keil für die Patientenhochlagerung im Bett sowie für diverse andere Anwendungen. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2022 1...	44 x 80 x 22/0 cm
2022 0...	Ersatzbezug
2023 1...	44 x 60 x 20/0 cm
2023 0...	Ersatzbezug

# Spreizkeile & Lagerungskeile

## Armlagerungskeil



Der Hochlagerungskeil findet seine Anwendung bei der Therapie des Armödems. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2027 1...	25 x 65 x 35/0 cm
2027 0...	Ersatzbezug

## Seitenlagerungskeile 30°



Die 30° - Lagerung ist für die meisten Pflegebedürftigen, die im höchsten Maße bewegungsbeeinträchtigt sind oder deren Schmerzempfinden gestört ist, optimal geeignet. Durch die wechselnde Seitenlage werden Druckgeschwüre vermieden. ekamed bietet zwei Systeme zur Seitenlagerung an:

1. den rechten und linken Seitenlagerungskeil
  2. den doppelten Seitenlagerungskeil, der für rechts und links verwendet wird.
- Beide Ausführungen werden an Patienten angelegt.

Art.-Nr.	Maße
5700 1...	Links 60 x 30/40 x 12 cm
5700 0...	Ersatzbezug
5701 1...	Rechts 60 x 30/40 x 12 cm
5701 0...	Ersatzbezug
5702 1...	Doppelt 60 x 36/46 x 12 cm
5702 0...	Ersatzbezug

# Allgemeine Lagerungshilfen

## Matratzen-Seitenlagerungskeil 30°

Der Matratzen-Seitenlagerungskeil 30° wird zwischen das Bettgestell und die Matratze gelegt. Damit erhält die Matratze die entsprechende Seitenlage.

Die Keile bestehen aus Schaumstoff RG 30 mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug oder waschbarem Baumwollbezug.



Art.-Nr.	Art	Maße
5705 1...	Schaumstoffkern RG 30 mit Kunstleder- oder Baumwollbezug	45 x 30 x 17/7 cm
5705 0...	Ersatzbezug	45 x 30 x 17/7 cm
5706 1...	Schaumstoffkern RG 30 mit Kunstleder- oder Baumwollbezug	65 x 30 x 17/7 cm
5706 0...	Ersatzbezug	65 x 30 x 17/7 cm
5707 1...	Schaumstoffkern RG 30 mit Kunstleder- oder Baumwollbezug	95 x 30 x 17/7 cm
5707 0...	Ersatzbezug	95 x 30 x 17/7 cm

## Beinlagerungsschiene 45°



Verwendung findet diese Hochlagerungsschiene besonders bei der Nachtlagerung. Patienten mit verschiedenen Bein-Ödemen verwenden diese Lagerungsschiene. Geeignet sind sie für Streckenverbände und Extensionen. Sie besteht aus Schaumstoff RG30 mit wischdesinfizierbarem Kunstlederbezug oder waschbarem Baumwollbezug.

**Auf Wunsch mit flachen Mulden lieferbar.**

Art.-Nr.	Maße
2000 1...	75 x 20 x 22 cm für ein Bein
2002 1...	75 x 42 x 22 cm für zwei Beine

## Beinhochlagerungsschiene 45° mit Fußstütze und Fersenmulde



Diese Schiene hat zusätzlich ein Fußbrett, welches die Spitzfußbildung verhindern soll. Außerdem wird die Bettdecke über den Fuß abgefangen. Lagerungsmöglichkeiten wie bei der o. g. Schiene. Schaumstoffkern RG30 und Bezüge aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarer Baumwolle. Ebenfalls mit wischdesinfizierbarer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich.

Bauart ist ähnlich der "Braunschen" und "Schulze-Schiene".

Art.-Nr.	Beinauflagefläche
2003 1...	70 cm
2003 1903	70 cm mit PUR-Haut

# Lagerungskeile- & Schienen

## Beinhochlagerungsschiene gerade mit Fußstütze und Fersenmulde



Beinlagerung in gestrecktem Zustand. Sie wird verwendet z.B. zur Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Schaumstoffkern RG30 und Bezüge aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarer Baumwolle. Ebenfalls mit wischdesinfizierbarer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich.

Bauart ist ähnlich der "Volkmann" und "Schweizer-" oder "Kehlschen-Schiene".

Art.-Nr.	Beinauflagefläche
2005 1...	65 cm
2005 1903	65 cm mit PUR-Haut

## Beinlagerungsdreieck

Ein Lagerungshilfsmittel aus Schaumstoff RG30, um das Kniegelenk in 90°-Stellung zu lagern. Der Kern besteht aus dem Schaumstoff RG30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße
2020 1...	45 x 45 x 22,5 cm
2020 0...	Ersatzbezug
2120 1...	45 x 35 x 16 cm
2120 0...	Ersatzbezug



## Injektions- und Infusionskissen

Die Lagerungshilfe wird im Praxis-, Pflege-, Labor- und OP-Bereich verwendet. Der Artikel kann auf Wunsch mit Fixierbändern aus Klett und Flausch gefertigt werden. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30. Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
2028 1...	15 x 30 x 7,5/4 cm
2028 0...	Ersatzbezug
2029 1...	15 x 45 x 8/4 cm
2029 0...	Ersatzbezug



# Allgemeine Lagerungshilfen

## Kinder- und Jugendbuttonschutz

Kinder- und Jugendbuttonschutz dienen dazu, den Button am Körper zu schützen, so dass eine Störung seitens des Button vermieden wird.

**Kinderbuttonschutz mit Klett-/Flauschverschluss**  
grün/weiß, RG 30, Bezug Nässeschutzmaterial blau + Verlängerungsband 20 cm

Art.-Nr.	Maße
4210 1503	20 x 16 cm

**Jugendbuttonschutz mit Klett-/Flauschverschluss**  
grün/weiß, RG 30, Bezug Nässeschutzmaterial blau + Verlängerungsband 20 cm

Artikel.-Nr.	Maße
4211 1503	22 x 18 cm



## Seitenlagerungskissen für Babys




Mit diesem ekamed-Seitenlagerungskissen können Babys und Kleinkinder einfach und problemlos sonographisch untersucht werden. Die Babys liegen entspannt und optimal gelagert zwischen zwei weichen aber formstabilen Schaumstoff-Dreiviertelrollen. Abgedeckt sind diese mit einem Frottee-Nässeschutztuch. Es entsteht eine Lagerung nach dem Hängemattenprinzip. Durch die Lagerung wird keine Abwehrreaktion des Kindes hervorgerufen. Größenverstellung durch Klettverschluss. Alle Schaumstoffteile haben eine hygienische PUR-Haut-Beschichtung (wischdesinfizierbar).

Art.-Nr.	Maße
2140 1903	Länge 100 cm Breite 50 cm

## Kopfunterlage

Kopfunterlagen sind nützliche Hilfen beim Röntgen oder im OP-Bereich. Der Formschnitt erlaubt eine optimale Lagerung. Die PUR-Haut-Beschichtung ist wischdesinfizierbar und kann feucht abwischt werden. Im Röntgenbereich können von ca. 70-140 KV Aufnahmen erstellt werden.

Art.-Nr.	Maße
2146 1903	25 x 25 x 10 cm





## Röntgen-Lagerungshilfen Set

Zur Unterstützung und Ergänzung Ihrer Röntgen-Lagerungshilfen können kundenspezifische Anfertigungen nach Ihren Wünschen individuell gefertigt werden.

### Einzelprodukte Schaumstoff RG 30 ohne Bezug oder PUR-Haut erhältlich.

Röntgen-Lagerungshilfen werden in der Röntgen-diagnostik und -therapie verwendet. Eine optimale Lagerung kann durch die unterschiedlichen Formen und Größen der Teile vorgenommen werden.

Ausführung des Materials:  
Schaumstoff RG30 ohne Bezug oder Schaumstoff RG30 mit PUR-Haut-Beschichtung.

Andere Farben auf Anfrage.




### Set Schaumstoff RG 30 ohne Bezug

Art.-Nr.	Art	Maße
2040 1000	Set besteht aus:	
2041 1000	1 Rundplatte	22 x 5 cm Höhe
2042 1000	1 Ringplatte	22 x 5 cm Höhe
2043 1000	1 Rolle	10 x 25 cm
2044 1000	1 Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2046 1000	2 Dreiecke	18 x 24 x 17 cm
2047 1000	2 Dreiecke	18 x 10 x 5 cm
2048 1000	2 Keile	18 x 24 x 7/1 cm

### Set Schaumstoff RG 30 mit PUR-Haut (blau)

Art.-Nr.	Art	Maße
2040 1903	Set besteht aus:	
2041 1903	1 Rundplatte	22 x 5 cm Höhe
2042 1903	1 Ringplatte	22 x 5 cm Höhe
2043 1903	1 Rolle	10 x 25 cm
2044 1903	1 Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2046 1903	2 Dreiecke	18 x 24 x 17 cm
2047 1903	2 Dreiecke	18 x 10 x 5 cm
2048 1903	2 Keile	18 x 24 x 7/1 cm

## Antistatische Röntgen- und OP-Auflagen




Der Kern der speziellen ekamed OP-Auflagen wird aus hochwertigem visco-elastischen Schaumstoff gefertigt. Dieser Schaumstoff garantiert eine Auflagedruckminderung. Die Dekubitusgefährdung wird minimiert. Der antistatische Kunstlederbezug ist seitlich mit einem Klett-/Flaschverschluss versehen. Weitere Größen auf Anfrage.

Auf Wunsch kann auch ein elektrisch leitfähiges Material geliefert werden.

Art.-Nr.	Maße
6101 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz 120 x 50 x 7 cm
6102 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz 140 x 50 x 7 cm
6103 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz 160 x 50 x 7 cm
6104 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz 180 x 50 x 7 cm
6105 8208	Röntgen-/OP-Auflage schwarz 200 x 50 x 7 cm

**Der ekamed Produktbereich Physikalische Therapie bietet Ihnen robuste Produkte für die Kälte- und Wärmetherapie.**

- **ekaTherm Kalt/Warm Kompressen**
- **Paraffin Kompressen**
- **Eiskompressen**
- **Wärmeträger**
- **Kirschkernkissen**
- **Fixierbänder für die Befestigung der Kompressen**



# Physikalische Therapie

# Physikalische Therapie

## ekaTherm Kalt/Warm Kompressen

Eigenschaften:

- desinfizierbar
- hohe Speicherkapazität
- weich und anschmiegsam
- leicht zu reinigen
- umweltfreundlich
- mikrowellenbeständig (Gebrauchsanweisung beachten)
- lange Haltbarkeit
- dosierte Kälte-/ Wärmeabgabe
- formbeständig



**Kälte-Anwendung:** ekaTherm ins Eisfach legen. Nach ca. einer Stunde ist sie durchgekühlt. Am Besten gleich dort aufbewahren. Je nach Kältegrad ein Tuch zwischen die Haut und Komresse legen.

**Wärme-Anwendung:** ekaTherm in die Mikrowelle legen. 2-4 Minuten bei mittlerer Leistung (ca. 600 W) erwärmen. Je nach Leistungsfähigkeit der Mikrowelle eine kürzere Zeitvorgabe wählen. Erwärmung im Wasserbad ca. 45 Minuten. Nicht Kochen!

Art.-Nr.	Maße
8516 0003 ✱	Größe 0, 28 x 36 cm
8516 1003 ✱	Größe 1, 24 x 32 cm
8516 2003 ✱	Größe 2, 16 x 26 cm

ekaTherm Kalt/Warm Manschette (Anwendung Kalt/Warm siehe oben) mit Klettband zum Befestigen z.B. am Hals oder Knie.

Art.-Nr.	Maße
8516 3003 ✱	Größe 3, 11 x 48 cm Klettband



## Fixierband für Kompressen

Elastische Bänder eignen sich besonders zum Fixieren von Kompressen sowie Elektroplatten. Sie sind mit einem Flausch / Klettverschluss versehen. Sonderlängen auf Anfrage. Farbe: grün / weiß

Artikel.-Nr.	Maße
8551 0001	60 x 10 cm
8553 0001	90 x 10 cm
8555 0001	120 x 10 cm



✱ Bei diesem Artikel ist bitte dringend die Gebrauchsanweisung zu beachten.

## Paraffin Kompressen



Die ekamed Paraffin-Kompressen sind mit reinem Paraffin gefüllt. Steg-Einschweißungen in der Hülle vermindern ein Zusammenlaufen des Paraffins. Mehrmalige Anwendungen auch in Kombination mit Einmal-Fango und Moorkompressen garantieren eine saubere und preiswerte Handhabung.

### Artikel.-Nr. Maße

8513 1002 ✱ Größe 1, 25 x 40 cm

8513 2002 ✱ Größe 2, 25 x 30 cm

8513 4002 ✱ Größe 4, 30 x 10 cm

## Kirschkernkissen



*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Wellnessprodukt eingesetzt!*

Der Kirschkern, ein Naturkern, aus dem die Wärme kommt, ist ein altes Hausmittel zum Wohl des Menschen. Es ist vielseitig anwendbar, ein idealer Wärmespeicher und umweltfreundlich. Man wärmt das Kissen einfach in der Mikrowelle auf.

### Artikel.-Nr. Maße

8517 1455 ✱ 14 x 55 cm

8517 1717 ✱ 17 x 17 cm

8517 1722 ✱ 17 x 22 cm

8517 2030 ✱ 20 x 30 cm

8517 2106 ✱ 26 x 75 cm anatomische Form (Halswirbel-Schulter)

✱ Bei diesem Artikel ist bitte dringend die Gebrauchsanweisung zu beachten.

## ekamed Eiskompressen



ekamed-Eis-Kompressen zeichnen sich durch lange Haltbarkeit, große Kältespeicherung, gute Anmodellierbarkeit durch Spezial-Gel und dosierte Kälteabgabe aus.

Kälte-Anwendung: Eiskompressen ins Eisfach legen. Nach ca. einer Stunde ist sie durchgekühlt. Am Besten gleich dort aufbewahren. Je nach Kältegrad ein Tuch zwischen die Haut und Kompressen legen.

### Artikel.-Nr. Maße

8511 1002 ✱ Größe 1, 25 x 40 cm Eiskompressen

8511 2002 ✱ Größe 2, 25 x 30 cm Eiskompressen

8511 3002 ✱ Größe 3, 25 x 25 cm Eiskompressen

8511 4002 ✱ Größe 4, 30 x 10 cm Halskompressen für Erwachsene mit Bändern

8511 5002 ✱ Größe 5, 25 x 7 cm Halskompressen für Kinder mit Bändern

## ekamed+ Wärmeträger




Der ekamed+ Wärmeträger beinhaltet einen Schaumstoff-Wärmespeicher mit Paraffinfüllung und ist vakuum-verschweißt. Dieses Herstellungsverfahren hat gegenüber der herkömmlichen Kompressen den Vorteil einer besseren Modellierbarkeit. Verpackungsinhalt 10 Stück.

### Artikel.-Nr. Maße

8512 1002 ✱ 27 x 36 cm

Der ekamed Produktbereich Physiotherapie und Rehasport bietet Ihnen eine Vielzahl an Therapiehilfen an. Durch die hochwertige Verarbeitung ist bei ordnungsgemäßer Anwendung eine Langlebigkeit gegeben. Viele Therapiehilfen können auf Wunsch in individuellen Größen hergestellt werden.

- Kissen für die Massagebank
- Positurkissen, Spastikerrollen, Halbmondkissen
- Würfelhocker, verstellbare Bandscheibenhocker, aufblasbare Stufenlagerung
- Lymphdrainagekeil, Bandscheiben- und Lordosekissen
- Gewichtsmanschetten
- Gewichtssäcke
- Handtrainer, Bohnensäckchen, Igelbälle, Handbälle
- Sportmatte
- Therapiekreisel
- Arthrosekissen (Arthrodesenkissen)
- Kyphose- und Lordosekissen mit festem Kern



# Physiotherapie & Rehasport

# Physiotherapie & Rehasport

## Nasenkissen für die Massagebank



Spezielle Lagerung für die Massage in Bauchlage. Der Patient kann durch die Aussparung im Kissen frei atmen. Schaum RG 30 mit wischdesinfizierbarem Kunstleder bezogen.

Art.-Nr.	Maße
2013 1...	30 x 30 x 7 cm

## Nasenschlitz Gelkissen



Dieses Kissen zeichnet sich durch die Anschmiegsamkeit des angewendeten Gels aus. Weiterhin entsteht ein angenehmer Kühlungseffekt. Bei Bedarf kann dieses Kissen im Wasserbad temperiert werden. PU-Folie blau mit Gel.

Art.-Nr.	Maße
4079 3002	36 x 30 x 5 cm

## Positurkissen mit festem Kern

Diese Positurkissen werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Die Positurkissen sind auf Anfrage auch in weiteren Größen lieferbar. Der Kern besteht aus festem Polystyrol. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich.



Art.-Nr.	Maße	
3050 92..	60 x 40 x 30 cm	Positurkissen mit Bezug
3050 02..	60 x 40 x 30 cm	Ersatzbezug
3051 92..	50 x 40 x 35 cm	Positurkissen mit Bezug
3051 02..	50 x 40 x 35 cm	Ersatzbezug
3052 92..	50 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3052 02..	50 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug
3053 92..	60 x 50 x 40 cm	Positurkissen mit Bezug
3053 02..	60 x 50 x 40 cm	Ersatzbezug



## Spastikerrolle mit festem Kern



Speziell für die Rehabilitation und krankengymnastischen Übungen sowie Gymnastik geeignet. Sehr hohe Lebensdauer durch festem Polystyrol-Kern, der durch eine Schaumstoff-Umhüllung weich abgefedert wird. Die Bezüge sind aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ebenfalls mit einer PUR-Haut-Beschichtung erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
3030 92..	Ø 30 x 100 cm
3031 92..	Ø 40 x 100 cm
3032 92..	Ø 45 x 100 cm
3033 92..	Ø 50 x 100 cm

## Verstellbarer Bandscheibenhocker



Anwendung speziell bei der Stufenlagerung. Der Bandscheibenhocker lässt sich der Oberschenkel-Länge anpassen. Dadurch wird eine gute Entlastung der Wirbelsäule erreicht. Der Kern besteht aus Schaumstoff RG 30.

Die Bezüge werden aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff hergestellt.

Art.-Nr.	Maße	Verstellbarkeit
3058 1...	40 x 40 x 40 cm	40 bis 55 cm
3059 1...	45 x 50 x 50 cm	50 bis 65 cm

Farbkombinationen auf Anfrage möglich.

## Würfelhocker mit festem Kern



Diese Würfel werden im Reha-, Sport- und Fitnessbereich verwendet. Der Kern besteht aus festem Polystyrol. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgefedert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder. Ersatzbezüge erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Maße
3040 92..	30 x 30 x 30 cm
3041 92..	40 x 40 x 40 cm
3042 92..	50 x 50 x 50 cm

## Halbmondkissen mit festem Kern



Verarbeitung wie unser Würfelhocker. Findet als Übungshilfsmittel Anwendung im krankengymnastischen Bereich.

Art.-Nr.	Maße
3055 92..	80 x 40 x 40 cm

# Physiotherapie & Rehasport

## Aufblasbare Stufenlagerung



*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Wellnessprodukt auf Reisen empfohlen!*

Die einfache und bequeme Art der Stufenlagerung. Ideal verwendbar auch auf Reisen.

Art.-Nr.	Maße
2016 0002	50 x 45 x 40 cm

## Bandscheiben- und Lordosekissen



Die Haltungshilfe für gesundes Sitzen, im Auto, auf der Reise oder zu Hause. Das Bandscheibenkissen unterstützt beim Sitzen den Lendenwirbelbereich. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Alle Bandscheibenkissen werden mit einem Elastik-Gurt mit Klett/Flauschverschluss geliefert.

Art.-Nr.	Maße
4089 1...	32 x 21 x 6 cm
4089 0...	Ersatzbezug

## Lymphdrainage-Keil



Der Keil wird in der physikalischen Therapie für die Lymphdrainage Massage benötigt. Die besondere Form gewährleistet eine gute Massage. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Art.-Nr.	Maße
3112 1...	26 x 70 x 25/0 cm
3112 0...	Ersatzbezug


## Lenden- und Lumbalkissen



Das Kissen wird im Liegen angewendet. Es unterstützt die Lendenwirbel. Das Kissen hat einen Kern aus Schaumstoff und einen Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder oder waschbarem Baumwollstoff.

Art.-Nr.	Maße
4091 1...	60 x 37 x 13 cm

## Gewichtssäcke



mit Ring

mit Öse

mit Klett

Gewichtssäcke aus wischdesinfizierbarem Kunstleder werden bei der Lagerungsfixierung von Extremitäten benötigt. Man benutzt sie auch zum Beschweren und Stabilisieren von Beinschienen. Kleine Gewichtssäcke sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet und in der physikalischen Therapie zum fixieren von Elektroden. Es gibt die Gewichtssäcke ebenfalls mit Flausch- und Klettband. Mit dieser Haltevorrichtung können die Gewichtssäcke als einfache Gewichtsmanschetten eingesetzt werden. Alle Gewichtssäcke sind auch in der Ausführung mit Öse (im Verstärkungsrand) und Ring lieferbar.

Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Art.-Nr.	Gewicht	Maße
7001 02..	0,2 kg	10 x 10 cm	7011 02..	3,3 kg	40 x 20 cm
7002 02..	0,4 kg	15 x 10 cm	7012 02..	4,5 kg	45 x 18 cm
7003 02..	0,7 kg	15 x 10 cm	7013 02..	2,5 kg	25 x 25 cm
7004 02..	0,5 kg	15 x 15 cm	7014 02..	3,5 kg	30 x 25 cm
7005 02..	1,2 kg	25 x 15 cm	7015 02..	4,0 kg	35 x 25 cm
7006 02..	2,0 kg	30 x 15 cm	7016 02..	5,0 kg	30 x 30 cm
7008 02..	2,3 kg	40 x 15 cm	7017 02..	6,0 kg	35 x 30 cm
7009 02..	2,0 kg	27 x 18 cm	7018 02..	7,0 kg	45 x 30 cm
7010 02..	2,5 kg	34 x 18 cm			

Ausführungen Gewichtssack mit Klett, Ring und Öse

Art.-Nr.	Art
7101 bis 7118	mit Klettbandern
7201 bis 7218	mit Ösen
7401 bis 7418	mit Ring

## Gewichtssäcke aus PVC-Folie


Art.-Nr.	Gewicht	Maße
7304 3002	0,5 kg	15 x 15 cm
7305 3002	1,2 kg	25 x 15 cm
7309 3002	2,0 kg	27 x 18 cm
7310 3002	2,5 kg	34 x 18 cm
7312 3002	4,5 kg	45 x 18 cm
7314 3002	3,5 kg	30 x 25 cm

Gewichtssäcke mit PVC-Folie geschweißt sind wasserdicht und desinfizierbar. Sie werden im OP-Bereich und dort, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird verwendet. PVC-Folie in weiß 400µ.

Maße und Gewichte unterliegen allgemeinen Toleranzen.

# Physiotherapie & Rehasport

## Gewichtsmanschetten



Gewichtsmanschetten aus Kunstleder sind besonders strapazierfähig. Verschlössen werden sie mit einem haltbaren Flausch-/ Klettverschluss. Die Gewichtsverteilung wird in einzeln abgesteckten Kammern vorgenommen. Verwendet wird dieses Produkt im krankengymnastischen Bereich und in der Rehabilitation.

Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Farbe
7801 0202	0,5 kg	18 x 46 cm	weiß
7802 0214	1,0 kg	18 x 46 cm	türkis
7803 0215	2,0 kg	18 x 46 cm	violett
7804 0212	3,0 kg	18 x 56 cm	pink
7805 0207	4,0 kg	20 x 66 cm	beige
7806 0208	5,0 kg	20 x 66 cm	schwarz

## Bohnensäckchen

Der Bezug ist aus Baumwollstoff. Der Stoff kann mit Inhalt bis 40°C gewaschen werden. Ideal für Wurfübungen, Förderung der Sensibilität usw. Lieferbar in den Farben grün 01, blau 03, rot 06 und gelb 10.

Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Farbe
9320 0101	Klein, 100 g	9 x 15 cm	grün
9320 0103		9 x 15 cm	blau
9320 0106		9 x 15 cm	rot
9320 0110		9 x 15 cm	gelb
9321 0101	Groß, 230 g	15 x 20 cm	grün
9321 0103		15 x 20 cm	blau
9321 0106		15 x 20 cm	rot
9321 0110		15 x 20 cm	gelb



*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Sportartikel für das Handtraining eingesetzt!*

Maße und Gewichte unterliegen allgemeinen Toleranzen.

## Handball



Handbälle werden für die Handgymnastik benötigt. Es können unterschiedliche Übungsmethoden durchgeführt werden.

Art.-Nr.	Art	Maße
3000 4010	Handball, Schaumstoff	Ø 7 cm

*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Sportartikel für den Kraftaufbau im Handbereich eingesetzt!*

## Handtrainer


Handtrainer werden für die Handgymnastik benötigt. Es können unterschiedliche Übungsmethoden durchgeführt werden.

Art.-Nr.	Art	Maße
3002 6003	Handtrainer	13 x 7 cm blau
3002 6006	Handtrainer	13 x 7 cm rot
3002 6010	Handtrainer	13 x 7 cm gelb



*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Sportartikel für den Kraftaufbau im Handbereich eingesetzt!*

## Igel-Massageball mit Ventil



Die Igelbälle werden für Übungen der Hände und Füße sowie für die Massage verwendet.

Art.-Nr.	Maße
3003 0012	Ø ca. 7 cm pink
3003 0015	Ø ca. 8 cm lila
3004 0001	Ø ca. 9 cm hellgrün
3005 0003	Ø ca. 10 cm hellblau

Abweichungen in Farben möglich.

*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Wellnessprodukt eingesetzt!*

# Physiotherapie & Rehasport

## Sportmatte - Exklusiv



Besonders geeignet für den Hallensport. Rutschfester blauer Waffelrücken mit Kunstlederbezug. Der Kern besteht aus 4cm Polyäthylen und 2cm Schaum RG30. Mit je 2 Trageschlaufen an der Längsseite. Farben des Kunstleders laut Farbkarte.

Artikel.-Nr.	Maße
3029 12..	200 x 120 x 6 cm

*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Sportartikel für sportliche Übungen eingesetzt!*

## Therapiekreisel




*Dieses Produkt ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert und wird als Sportartikel für den Kraftaufbau im Beinbereich eingesetzt!*

Das Übungsgerät für Balance-Training. Kunststoff rot für drinnen und draußen. Kunststoff Anti Slip Oberfläche

Artikel.-Nr.	Maße
9836 0006	Ø 37 cm



## Kyphose- und Lordosekissen mit festem Kern



Beide Kissen werden in der physikalischen Therapie eingesetzt. Sie werden zur Unterstützung bei der Massage oder krankengymnastischen Übung verwendet. Der Kern besteht aus festem Polystyrol. Durch die Schaumstoff-Umhüllung wird man zusätzlich weich abgedeutert. Bezug aus wischdesinfizierbarem Kunstleder.

Artikel.-Nr.	Maße	
3056 92..	45 x 50 x 17 cm	Kyphosekissen mit Kunstlederbezug
3057 92..	50 x 50 x 17 cm	Lordosekissen mit Kunstlederbezug

## Arthrosekissen links, rechts und beidseitig



Arthrosekissen werden bei Bewegungseinschränkungen der Hüfte z.B. nach Hüft-OP und Hüftversteifungen eingesetzt. Die Ausführungen links und rechts sind mit PUR-Haut-Beschichtung oder einem Baumwollbezug lieferbar. Die Ausführung beidseitig wird mit einem Kunstleder- oder Baumwollbezug geliefert. Der bewegliche Auflagekeil wird durch ein Klett-Flausch-System am Kissen befestigt.



Art.-Nr.	Maße	
4066 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau links
4066 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, links
4068 1903	44 x 44 x 10 cm	PUR-Haut, Beschichtung blau rechts
4068 8...	44 x 44 x 10 cm	Schaumstoffkern mit Bezug, rechts
4067 8...	44 x 44 x 10 cm	Beidseitig mit verstellbarem Aufagekeil
4067 0...	44 x 44 x 10 cm	Ersatzbezug Arthrosekissen beidseitig

# Varianten

Varianten sind für ekamed Serviceleistungen, die preiswert und schnell ausgeführt werden. Lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen. Um Fehllieferungen zu vermeiden, sollten Sie Ihren Bestellungen eine Maßskizze beifügen, die wie die nebenstehenden Beispiele aufgebaut sein sollte.

Alle Maße sind in cm anzugeben. Oberflächenmaterialien und Farben entnehmen Sie bitte der Farbkarte.

## Flachkeile





## Rechteckkissen






Länge x Breite x Höhe

## Dreiecke



## Rollen, Halbrollen und Dreiviertelrollen



Länge x Durchmesser x Höhe

### Materialzusammensetzung

- Kunstleder: ca. 90 % PVC-Compound + ca. 10 % Baumwoll-Gestrick
- Baumwolle: 100 % Baumwolle
- Inkontinenzmaterial/ Nässeschutz: Gewebe 100 % Polyester, Beschichtung 100 % Polyurethan
- Jersey: 100 % Polyester

### Pflegehinweis

Hinweise zur Pflege und Wischdesinfektion entnehmen Sie dem Produktannäher. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns.

### Kontakt

ekamed GmbH & Co. KG  
An der Schelle 2  
31174 Schellerten

Tel.: +49 (0) 5031 / 704 10-0  
Fax: +49 (0) 5031 / 704 10-30

Mail: [info@ekamed.de](mailto:info@ekamed.de)  
Web: [www.ekamed.de](http://www.ekamed.de)



## Oberflächen:

- 1 Baumwolle
- 2 Kunstleder
- 5 Inkontinenzmaterial/  
Nässeschutz
- 6 Jersey
- 9 PUR-Haut


So setzt sich die Artikel-  
nummer zusammen:

Artikel    Farbe  
4045 8 2 02  
Oberflächenmaterial


Abgebildete Farben können vom Original abweichen.

# Farbkarte


## Baumwolle (Oberflächenmaterial / Farbnummer)



## Kunstleder (Oberflächenmaterial / Farbnummer)



## Inkontinenzmaterial/Nässeschutz (Oberflächenmaterial / Farbnummer)



## PUR-Haut



## Jersey



# Indexverzeichnis

Produkt	Seite	Produkt	Seite
		<b>M</b> Matratzen und Auflagen	11 - 13, 16
		Matratzen-Seitenlagerungskeile	35, 36
<b>A</b>		Matratzenvollbezüge	16
A-D Sitzkissen mit Steckteilen	17, 25	Mikrolagerungskissen eka-LPT	6
A-D Sitzring	17, 25	<b>N</b> Nasenkissen	46
Armlagerungskeil	35	<b>O</b> Ohrmuschelkissen mit Loch	19
Arthrosekissen	26, 53	<b>P</b> Paraffinkompressen	43
Ausgleichssitzkissen für Faltrollstühle	26	Pflegehinweise	54
<b>B</b> Bandscheiben- und Lordosekissen	48	Positurkissen	31, 46
Bandscheibenhocker verstellbar	32, 47	<b>R</b> Rollen	30
Beinlagerungsdreieck	37	Rollen eka-LPT	8
Beinlagerungsschienen	36, 37	Röntgen-Set	39
Bettverkürzer	32	Röntgen- und OP-Auflagen	39
Bohensäckchen	50	<b>S</b> Sattelkissen eka-LPT	8
<b>D</b> Dreiviertelrollen	30	Schlangen eka-LPT	9
<b>E</b> Eiskompressen	43	Seitengitterschutz	21
ekaFlex AD-Matratze	11	Seitenlagerungskeile	35,36
ekaHeavy AD-Matratze	11	Seitenlagerungskissen für Babys	38
ekaLayer AD-Auflage	10	Sitz-Keilkissen	27
ekamed+ Wärmeträger	43	Sitzkissen für Rollstühle	26
ekamove 30° Seitenlagerungssystem	14 - 15	Spastikerrollen	31, 47
ekaSoft AD-Matratze	10	Sportmatte	52
ekaStrong AD-Matratze	11	Spreizkeil	34
ekaTherapie AD-Matratze	12	Spreizkeil eka-LPT	10, 34
ekaTherm Kalt/Warm Kompressen	42	S-Schlangen eka-LPT	9
<b>F</b> Fersenkissen mit Loch	19	Steckklaken	16
Fersenkontraktionskissen	19	Strukturauflagen	16
Fersenringe	19	Stufenlagerung aufblasbar	32, 48
Fixierbänder	42	Stufenlagerungskissen	32
<b>G</b> Gel-Sitzkissen	17, 27	Sturzmatte	20
Gewichtsmanschetten	50	<b>T</b> Teillagerungskissen eka-LPT	6
Gewichtssäcke	49	Therapiekreisel	52
<b>H</b> Halbmondkissen	47	<b>U</b> U-Form Lagerungskissen eka-LPT	10
Halbrollen	30	<b>V</b> Venenkissen Sleepy	33
Handball	51	<b>W</b> Wischdesinfektionshinweise	54
Handtrainer	51	Würfelhocker	31, 47
Hochlagerungskeil	34		
<b>I</b> Igel-Massageball	51		
Injektions- und Infusionskissen	37		
<b>K</b> Keilkissen	34		
Keilkissen für Mikrolagerung	18		
Keilkissen für Mikrolagerung stl. visco	18		
Kinder- und Jugendbuttonschutz	38		
Kirschkernkissen	43		
Kissen mit Lagerungsfahne eka-LPT	6		
Kissen mit Seitensteg eka-LPT	6		
Knielagerungskissen	18		
Kontrakturen-Kniekissen	18		
Kopfkissen	24		
Kopfunterlage	38		
Krankenhausmatratzen	16		
Varianten	54		
Kyphosekissen	53		
<b>L</b> Lagerungskeile eka-LPT	10		
Lagerungskissen eka-LPT	4 - 10		
Lenden- und Lumbalkissen	48		
Leseknochen	25		
Lordosekissen m. f. Kern	53		
Lymphdrainagekeil	48		

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alle Aufträge werden nur zu nachstehenden Bedingungen ausgeführt. Hiervon abweichende Bedingungen des Bestellers haben nur Gültigkeit, sofern sie von uns schriftlich bestätigt sind. Mit Annahme unserer Auftragsbestätigung erkennt der Käufer ausdrücklich die folgenden Lieferbedingungen an:

**1. Angebote:** Unsere Angebote verstehen sich stets freibleibend für Preis und Lieferung. Mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns angenommen und schriftlich bestätigt sind. Im Falle sofortiger Lieferung gilt die Rechnung auch gleich als Auftragsbestätigung.

**2. Preise:** Unsere Preise verstehen sich in Euro. Alle genannten Preise sind ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit vereinbartem Skonto vom Warenwert, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto ohne Skonto.

**3. Lieferung:** Lieferung erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk, ausschließlich Fracht und sonstiger Spesen. Die Wahl der Versandart und des Weges behalten wir uns vor. Wenn abweichend Lieferung "FREI" vereinbart wird, erfolgt der Versand immer auf dem für uns günstigsten Wege. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unser Lager oder unseren Betrieb verlässt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Für Beschädigungen und Verluste, welche die Ware auf dem Transport erleidet, kommen wir nicht auf. Falls fertig gestellte Waren auf Wunsch des Käufers oder durch sonstige Gründe, wie Verkehrsstörungen, Transportschwierigkeiten usw. nicht zum Versand gebracht werden können, gilt die Anzeige der Bereitstellung als Lieferung. Bitte beachten Sie, dass wir bei einem Nettowarenwert unter 50,00 Euro einen Mindermengenzuschlag von 10,00 Euro berechnen.

**4. Verpackung:** Verpackung wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.

**5. Lieferfristen:** Alle von uns angegebenen Lieferfristen sind nur als annähernd zu betrachten und rechnen erst vom Tage des Auftragseingangs bzw. der völligen Klärstellung des Auftrages an. Eine Verpflichtung zur Einhaltung vereinbarter Lieferfristen wird nur unter der Voraussetzung eines ungestörten Fabrikationsganges bei uns oder unseren Unterpierlieferanten übernommen. Die Folgen höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, Transportschwierigkeiten, Materialmangel, sowie alle unvorhergesehenen Umstände, die die Herstellung der Lieferung der Waren bei uns oder unseren Unterpierlieferanten erheblich erschweren, entbinden uns von der Verpflichtung zur Lieferung und geben uns das Recht, weitere Lieferungen ohne Schadenersatzgewährung und ohne Nachlieferungsverpflichtung einzustellen.

**6. Mängelrüge:** Beanstandungen sind gemäß § 377 HGB sofort nach Empfang der Ware anzubringen. Bei äußerlich erkennbaren Mängeln können Mängelrügen nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sie nicht innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden. Bei Rücksendung ist unser Einverständnis vor Absendung einzuholen. Rücksendungen haben frei zu erfolgen. Alle von uns gelieferten Waren werden unter Verwendung einwandfreier Rohstoffe und mit größter Sorgfalt hergestellt. Eine Gewähr für die Güte unserer Waren übernehmen wir in der Weise, dass wir für die innerhalb der gesetzlichen oder vertraglich festgelegten Frist auftretenden Herstellungs- oder Materialfehler Instandsetzung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl vornehmen. Ansprüche auf Schadenersatz, Wandlung des Kaufes oder Minderung des Kaufpreises lehnen wir ab. Abweichungen von Mustern oder früheren Lieferungen werden, soweit technisch möglich, vermieden. Erhebliche Abweichungen gewähren nur einen Anspruch auf Rücktritt oder Ersatzlieferung, aber keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Gewinnentgang irgendwelcher Art. Für Einhaltung der spezifischen Gewichte, Maße und Farben kann eine Gewähr nicht übernommen werden. Abweichungen in den üblichen Grenzen behalten wir uns vor. Sonderanfertigungen sind generell vom Umtausch ausgeschlossen.

**7. Haftung für Sachmängel:** Soweit gesetzlich zulässig, wird für Mängel-Folgeschäden jeglicher Art eine Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht übernommen.

**8. Formen und Werkzeuge:** Geleistete Beiträge zu Einrichtungskosten (Formkostenanteile, Werkzeugkosten usw.) heben unser ausschließliches Eigentumsrecht an diesen Einrichtungen nicht auf.

**9. Zahlung:** Zahlungen sind ausschließlich porto- und spesenfrei gemäß der vereinbarten Zahlungsbedingungen an uns zu leisten. Überweisungen aus dem Ausland werden nur als spesenfreie Zahlung in Euro von uns akzeptiert. Eine Zahlung per Scheck wird nicht akzeptiert. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden Verzugszinsen in Anlehnung an den Basiszinssatz lt. § 288 BGB berechnet. Die Zurückhaltung der Zahlung oder die Aufrechnung wegen etwaiger Gegenansprüche des Bestellers ist nicht statthaft. Eine Verzinsung von Voraus- bzw. A-Kontozahlungen findet nicht statt. Die Kreditbemessung und die Aufhebung einer Kreditgewährung, auch einer solchen innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen, behalten wir uns jederzeit vor, selbst nach Annahme des Auftrages oder Abschlusses. Wir sind berechtigt, jederzeit eine noch unsern Urteil ausreichende Sicherstellung zu verlangen. Erfolgt eine solche auf unser Ersuchen nicht, wird unsere Forderung sofort fällig.

**10. Eigentumsvorbehalt:** Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung aller, auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor, auch wenn Zahlungen auf bestimmte bezeichnete Waren erfolgen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung. Unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren dürfen nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr veräußert werden, wenn sichergestellt ist, dass die Forderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht und der Eigentumsvorbehalt durch den Besteller an seine Kunden weitergeleitet wird. Der Besteller tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf oder aus der sonstigen Verwendung der Ware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten an uns ab. Die Ermächtigung zum Weiterverkauf ist jederzeit widerruflich. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen und im Falle des Zahlungsverzuges unverzüglich den Abnehmer der Vorbehaltsware schriftlich zu benennen.

Tatsächliche oder rechtliche Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sowie deren Beschädigung oder Abhandenkommen sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen, im Falle der Pfändung ist uns das Pfändungsprotokoll oder der Pfändungsbeschluss vorzulegen. Kosten für notwendig werdende Interventionen durch uns hat der Besteller zu erstatten.

**11. Datenschutz:** Die im Vertrag bzw. die Weiternutzung der vorhandenen personenbezogenen Daten für Anfragen, Angebote, Rückfragen oder Bestellungen, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse und Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des be- und entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen durch die Mitarbeiter unseres Vertriebsinnendienstes bzw. unserer Einkaufsabteilung bis zum Ablauf der gesetzlichen bzw. möglicher vertraglicher Gewährleistungs- und Garantierechte gespeichert. Nach Ablauf dieser Fristen bewahren wir die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen des Vertragsverhältnisses für die gesetzlich bestimmten Zeiträume auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO (regelmäßig zehn Jahre ab Vertragsabschluss) auf. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der Geschäftsbeziehung beispielsweise an Transportunternehmen, Krankenkassen oder Abrechnungsstellen.

**Auskunft, Berechtigung, Löschung und Sperrung:** Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der ekamed GmbH & Co. KG um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrem Unternehmen/Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Unser Datenschutzbeauftragter ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per Email (datenschutz@ekamed.de) erreichbar. Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der ekamed GmbH & Co. KG die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

**12. Widerrufsrecht für Verbraucher:** Verbrauchern nach § 13 BGB steht nach Maßgabe der folgenden Hinweise ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer werblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann:

**Widerrufsrecht:** Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht vor dem Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren, nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

ekamed GmbH & Co. KG  
An der Schelle 2, D-31174 Schellerten  
Fax: 05031-70410-30, E-Mail: info@ekamed.de

**Folgen des Widerrufs:** Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anders vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesendet haben. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

**Hinweis zum Ausschluss des Widerrufsrechts in besonderen Fällen (§312g Abs. 2 BGB):** Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung:

1. Von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind
2. Versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

**Ende der Widerrufsbelehrung!**

**13. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand.**

Die Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der internationalen Kaufrechtsgesetze ist ausgeschlossen. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben sowie für Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zur Zeit der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist 31134 Hildesheim. Für alle sich aus dem Geschäftsverkehr mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten ist alleiniger Gerichtsstand 31134 Hildesheim.

# *ekamed*<sup>®</sup> GmbH & Co. KG

*Hilfsmittel für die  
Alten- und Krankenpflege*

ekamed GmbH & Co. KG  
An der Schelle 2  
31174 Schellerten

Tel.: +49 (0) 5031 / 704 10-0  
Fax: +49 (0) 5031 / 704 10-30

Mail: [info@ekamed.de](mailto:info@ekamed.de)  
Web: [www.ekamed.de](http://www.ekamed.de)



Stand 09.2022

