

CE

Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materiale, Fyld: 50% polystyrenkugler og 50% PU-skumflokker.

Beskrivelse
April 2014 Afsnit 06.

Puderne er med dobbelt søm!

Anvend Ekamed pude og undgå nedskridning!

Type	Mål	Bestillingsnr./HMI nr.
LEJRINGSPUDE	40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05.. - HMI nr. 55576
	40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 ..- HMI nr. 55578
	** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 ..- HMI nr. 55579
	** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 ..- HMI nr. 55580
	24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 ..- HMI nr. 55581
	60 x 45cm - H: 6-11cm.	4175 05..- HMI nr. 83758

Disse puder fås i forskellige størrelser og giver mulighed for at finde en lejringspude, der passer netop til den ønskede lejrning, herunder ATV- lejrning.

UNIVERSALPUDE
4 kamre

** 80 x 80cm	4157 05 ..- HMI nr. 55582
--------------	---------------------------

Denne pude kan bl.a. rulles og tilpasses til mange formål. Indsættelse: **alle kropsdele** samt hæl/knæ, div. aflastninger, støtte af fødder og hæl m.v.

RYGPUDE
med
LEJRINGSFANE

** 85 x 85cm	4158 05 ..- HMI nr. 55583
--------------	---------------------------

Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at brugeren "fikseres" i den ønskede position. Puden ligger stabilt
Den fyldte del er 40 x 85 cm.

Flad lejringspude

** 50x85x6cm	4159 05 ..- HMI nr. 55584
--------------	---------------------------

Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under ben ved sidelejrning

**** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejrning.**

(Hmi nr. 55585 er samme pude.)

Pude til MICROLEJRING

12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 ..- HMI nr. 55586
---------------------	---------------------------

Puderne er perfekte på grund af deres størrelse. Til understøttelse ved "Micro lejrning".

20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 ..- HMI nr. 55587
---------------------	---------------------------

Lejringspude "Sø-slange"
bl.a. til 30gr. lejrning
S-FORM - anatomisk lejringspude "Søhest"

HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk.

small - 30 x 200cm	4163 05 ..- HMI nr. 55597
--------------------	---------------------------

large - 30 x 260cm	4164 05 ..- HMI nr. 55598
--------------------	---------------------------

small - 183cm.	4170 05 ..- HMI nr. 55599
----------------	---------------------------

large - 194cm.	4171 05 ..- HMI nr. 55600
----------------	---------------------------

Slange-puden anvendes til side- og 30° lejrning. Puden kan enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og til sidst ind imellem benene.

"Sø-slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejrning.

Lejringsrulle

20 x 100cm	4160 05 ..- HMI nr. 55594
------------	---------------------------

20 x 200cm	4161 05 ..- HMI nr. 55595
------------	---------------------------

20 x 260cm	4162 05 ..- HMI nr. 55596
------------	---------------------------

Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejrning samt evt. til kropstøtte ved ryg-lejrning.

U-FORM Lejringspude

160cm	4165 05 ..- HMI nr. 55592
-------	---------------------------

190cm	4166 05 ..- HMI nr. 55593
-------	---------------------------

På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet til at give brugeren en god kropstøtte ved ryglejrning. Puden placers bagved eller rundt om brugeren.

Type.

Mål.

Bestillingsnr./HMI nr.

Beskrivelse



ØREPUDE

27 x 15 x 6cm.

4181 6503..- HMI nr. 65057

Ørepude med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.



Arm-/Hælpude
Kileformet

18 x 40 x 8/0cm.

4169 0503..- HMI nr. 69442

Puden har to anvendelses muligheder.
Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse
forebyggende behandling af tryksår.
Puden kan også anvendes til lejrning af en arm ved halvside
lammelse.



Hoftepude
Kileformet

36 x 30 -10/12cm.

4172 0503..- HMI nr. 69443

Hofte pude/ Abduktionkile anvendes til at støtte hoften samt
spredning af ben så risikoen for Hoftehlukation reduceres.



Hælpude
med velcro strop
(Skumfyldt pude)

25 x 20 x 5cm.

5830 1503..- HMI nr. 65055

En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop
så puden kan fikseres til foden.
Puden er skumfyldt
og har som standard PU betræk med lynlås





Knæpude
med velcro strop
(Skumfyldt pude)

25 x 20 x 5cm

2018 1402..- HMI nr. 69441

Knæpuden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så
puden kan fikseres rundt om knæet.



Innovativ
personbeskytter
til montering
på sengehest
(Skumfyldt)

L= 60 cm, h= 35cm

xx..- HMI nr. 69377

L= 60 cm, h= 40cm

4500 7503 HMI nr. 55588

L= 80 cm, h= 35cm

xx..- HMI nr. 69378

L= 80 cm, h= 40cm

4510 7503 HMI nr. 55589

L= 90 cm, h= 35cm

xx..- HMI nr. 69379

L= 90 cm, h= 40cm

4511-7503 HMI nr. 69380

Vægt 80cm.ca.2,4kg

Vægt 90cm.ca.2,6kg

Brugeren beskyttes effektivt mod slag, klemning, gnidnings-
skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-
mærker på arme og ben og giver desuden en god
beskyttelse, når man sidder på sengekanten.
Beskytterne kan anvendes på både enkelt og
forhøjede sengeheste.

Rengøring: Vaskbar ved 40°, Almindelig rengøring kan foretages ved aftørring med en klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler uden chlor, alkohol og tensider .

AFTØRRING KAN FORETAGES MED SURCON / EKAMED DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – ESTEER-SEPT.

Aftageligt betræk kan vaskes op til 95° C. Følg anvisningen på label der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEX ved 60° C

NB: PU betrækket er "behandlet" for at m rereducere udbredelse af bl.a. MRSA.