

CE
Producent: Ekamed Tyskland

Type.

Mål.

Best.nr/HMI nr.

Beskrivelse Maj 2021

Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materiale, Fyld: 50% polystyrenkugler og 50% PU-skumflokke.

Advarsel ! Rygning forbudt.

Puderne er med dobbelt søm!



LEJRINGSPUDE

40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05.. - HMI nr. 55576
40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 .. - HMI nr. 55578
** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 .. - HMI nr. 55579
** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 .. - HMI nr. 55580
24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 .. - HMI nr. 55581
60 x 45cm - H: 6-11cm.	4175 05.- HMI nr. 83758

Disse puder fås i forskellige størrelser og giver mulighed for at finde en lejringspude, der passer netop til den ønskede lejrning, herunder ATV- lejrning.



UNIVERSALPUDE
4 kamre

** 80 x 80cm	4157 05 .. - HMI nr. 55582
--------------	----------------------------

Denne pude kan bl.a. rulles og tilpasses til mange formål. Indsættelse: [alle kropsdele](#) samt hæle/knæ, div. aflastninger, støtte af fødder og hæle m.v.



RYGPUDE
med
LEJRINGSFANE

** 85 x 85 x 10/12cm	4158 05 .. - HMI nr. 55583
----------------------	----------------------------

Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at brugeren "fikseres" i den ønskede position. Puden ligger stabilt
Den fyldte del er 40 x 85 cm.



Flad lejringspude

** 50x85x6cm	4159 05 .. - HMI nr. 55584
--------------	----------------------------

Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under ben ved sidelejrning

**** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejrning.**



Pude til MICROLEJRING

(Hmi nr. 55585 er samme pude.)	
12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 .. - HMI nr. 55586
20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 .. - HMI nr. 55587

Puderne er perfekte på grund af deres størrelse. Til understøttelse ved "Micro lejrning".



Lejringspude "Slange"
bl.a. til 30gr. lejrning
S-FORM - anatomisk lejringspude "Søhest"

small - 30 x 200cm	4163 05 .. - HMI nr. 55597
large - 30 x 260cm	4164 05 .. - HMI nr. 55598
small - 180 / 32cm.	4170 05 .. - HMI nr. 55599
large - 200 / 32cm.	4171 05 .. - HMI nr. 55600

Slange-puden anvendes til side- og 30° lejrning. Puden kan enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og til sidst ind imellem benene.

HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk.

"Slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejrning.



Lejringsrulle

20 x 100cm	4160 05 .. - HMI nr. 55594
20 x 200cm	4161 05 .. - HMI nr. 55595
20 x 260cm	4162 05 .. - HMI nr. 55596

Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejrning samt evt. til kropstøtte ved ryg-lejrning.



U-FORM Lejringspude

160cm	4165 05 .. - HMI nr. 55592
190cm	4166 05 .. - HMI nr. 55593

På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet til at give brugeren en god kropstøtte ved ryglejrning. Puden placers bagved eller rundt om brugeren.

Type.

Mål.

Bestillingsnr./HMI nr.

Beskrivelse



ØREPUDE

27 x 15 x 6cm.

4181 6503.- HMI nr. 65057

Ørepudder med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.



Arm-/Hælpude
Kileformet

18 x 40 x 8/0cm.

4169 0503.- HMI nr. 69442

Puden har to anvendelses muligheder.
Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse forebyggende behandling af tryksår.
Puden kan også anvendes til lejrning af en arm ved halvside lammelse.



Hoftepudder
Kileformet

36 x 30 -10/12cm.

4172 0503.- HMI nr. 69443

Hoftepudder/ Abduktionkile anvendes til at støtte hoften samt spredning af ben så risikoen for Hofteelukation reduceres.



Hælpude
med velcro strop
(Skumfyldt pude)

25 x 20 x 5cm.

5830 1503.- HMI nr. 65055

En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop så pudden kan fikseres til foden.
Puden er skumfyldt og har som standard PU betræk med lynlås



Knæpudder
med velcro strop
(Skumfyldt pude)

25 x 20 x 5cm

2018 1402.- HMI nr. 69441

Knæpudden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så pudden kan fikseres rundt om knæet.
Bemærk: Stroppen må ikke strammes så den laver mærker i huden



Innovativ
personbeskytter
til montering
på sengehest
(Skumfyldt)

h

L= 60 cm, h= 35cm

97090004 HMI nr. 69377

L= 60 cm, h= 40cm

4500 7503 HMI nr. 55588

L= 80 cm, h= 35cm

97090007 HMI nr. 69378

L= 80 cm, h= 40cm

4510 7503 HMI nr. 55589

L= 90 cm, h= 35cm

97090001 HMI nr. 69379

L= 90 cm, h= 40cm

4511-7503 HMI nr. 69380

L= 110 cm, h= 35cm

97090008 HMI nr. 87032

L= 110 cm, h= 40cm

97090036 HMI nr. 113237

Brugeren beskyttes effektivt mod slag, klemning, gnidnings-skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-mærker på arme og ben og giver desuden en god beskyttelse, når man sidder på sengekanten.
Beskytterne kan anvendes på både enkelt og forhøjede sengeheste.

Type.

Mål.

Bestillingsnr./HMI nr.

Beskrivelse



Hygiejnepude

25 x 20 x 15 cm

97060246- HMI nr. 104859

Hygiejne pude anvendes ved intim vask.
Puden er velegnet til personer som abducerer eller indadroterer meget i hoften.
Puden er udført i hård koldskum med afrundet kanter.
Overfalden er behandlet med PUR-Hud,
Så betræk undgås.



Rygstøttepude

50 x 40 x 35 cm

97060247- HMI nr. 104860

Rygstøtte puden anvendes til personer der har behov for rygstøtte, når de sidder på sengekanten. Størrelsen af puden medfører at den ligger meget stabilt, især når sengehesten i modsatte side anvendes som ekstra stabilisering af puden.
Dermed kan personen trygt læne sig op af puden.
Puden udført i koldskum med aftageligt PU- betræk.

Rengøring: Vaskbar ved 60°. Rengøring foretages ved aftørring med opvredet klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler. Rengøres evt. med **DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE – Sani-Coth Active Wipes Alkohol fri eller Chlor + 1000.** Bemærk: Servietter med chlor/alkohol kan reducere levetiden på PU- materialer.
Et aftageligt PU betræk kan vaskes op til 95° C. Følg anvisningen på label, der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan et PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEx ved 60° C, Puderne kan vaskes v/60°C, men anbefales ikke på grund af vanskelighed ved tørring af indholdet, særligt de store puder kan tage lang tid at tørre!.

